

Medimax S.A.

Accede a nuestro  
SITIO WEB



Encuétranos en



Catálogo  
General





## ¿Quiénes Somos?

Somos una empresa formada al analizar las necesidades y deficiencias que existen en la variedad de insumos, equipos y productos médicos en general.

Nos formamos y reconocimos la oportunidad de reflejar el espíritu de la compañía y la calidad de vida que brindamos a los usuarios de nuestros productos y, por lo tanto, nos llamamos MEDIMAX, S.A.

Esto, para MAXimizar el buen servicio y la calidad de vida de nuestros consumidores con nuestros productos que, en su gran mayoría, tienen un enfoque MÉDICO.

Nuestra oficina corporativa está ubicada en la capital de Nicaragua, Managua, con múltiples ejecutivos de ventas y co-distribuidores a nivel nacional.



## NUESTRA MISIÓN

Existimos para mejorar la calidad de vida de las personas a las que llegamos. Nuestra misión es brindar productos innovadores y de alta calidad a nuestros valiosos clientes que les permitan vivir vidas saludables, cómodas e independientes.

## NUESTRA VISIÓN

Nuestra visión es ser el líder del mercado en el suministro de productos novedosos, debidamente certificados, que promueven la independencia, comodidad y bienestar en general de sus usuarios en la comodidad de sus propios hogares.

## MARCAS EXCLUSIVAS



## MARCAS DISTRIBUIDAS



CONTENIDO

Material de reposición periódica ..... 06

Equipos de diagnóstico ..... 26

Terapia y rehabilitación ..... 35

Equipos para movilidad ..... 50

Cuidado en casa ..... 55

Clínica y hospital ..... 71

Dispositivos respiratorios ..... 86

Electrocauterización..... 93

Medias de compresión ZeroVariz ..... 98



## Material de Reposición Periódica



**INSU+MED®**

## Agujas Hipodérmicas



- Acero inoxidable de alta resistencia.
- Punta tribiselada.
- Producto estéril.
- Paredes ultra delgadas.
- Acero Japonés.

Disponibles en:

- 16Gx1 1/2"
- 18Gx1 1/2"
- 21Gx1 1/2"
- 22Gx1 1/2"
- 23Gx1"
- 30Gx1/2"

Cód. 21G: 1033

## Jeringa Insulina



- Sin espacio muerto asegurando dosis completa.
- Aguja ultra fina y tribiselada.
- Paquete esterilizado.

Disponible en:

- 30Gx1/2"
- 31Gx1/2"

Cód. 30G: 2814

## Jeringas Con/Sin Aguja



- Cilindro fabricado con polipropileno 100% virgen, transparente como el vidrio.
- Aguja tribiselada.
- Disponible en Luer Slip y Luer Lock.
- Producto estéril.

Con Aguja

- 1 ml
- 3 ml
- 5 ml
- 10 ml
- 20 ml

Sin Aguja

- 20 ml
- 50 ml
- 150 ml

Cód. 10ml: 2825

## Jeringa Irrigación



- De anillo/bulbo.
- Material PVC grado médico.
- 60 ml / 2 onzas de capacidad.
- Graduadas disponibles con bulbo/pistón.
- Producto estéril.

Cód. Con bulbo: 2816



## Jeringa de Oído/Nasal

- Material de PVC.
- Bomba con base plana que la mantiene erguida.
- Disponible en 30, 60, y 90 ml.
- Punta fina.
- 1 onza (30 ml), 2 onza (60 ml), 3 onza (90 ml).

Cód. 2 onza: 1204



## Sello de Heparina

- Utilizado junto con la cánula arterial y venosa.
- La infusión de heparina y sodio puede prevenir el reflujo de la coagulación sanguínea.
- Hecho de PVC de grado médico, conector luer Internacional, excelente en biocompatibilidad.
- Suave y fácil de perforar, sin bordes ni esquinas.

Cód.: 4810



## Bránulas

- Material PVC/Teflón de grado médico y acero inoxidable.
- Empaque estéril fácil de abrir.
- Aguja tribiselada que reduce la fuerza de penetración.
- Especialmente diseñado para fácil punción.

Disponible en:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| • 14G       | • 20Gx1.25" |
| • 16Gx1.25" | • 22Gx1"    |
| • 18Gx1.25" | • 24Gx0.75" |

Cód. 20G: 1238

## Pericraneal Scalp con Alas



- Tipo mariposa.
- Material PVC médico.
- Manguera siliconada y aguja delgada para evitar trauma.
- Con alas para fácil colocación y mejor fijación.
- Manguera flexible y resistente de 30 cm.

Disponible en:

- |            |            |
|------------|------------|
| • 19Gx3/4" | • 22Gx3/4" |
| • 20Gx3/4" | • 23Gx3/4" |

Cód. 21G: 4221



## Microgoteros 100/150 ML

- Sistema Luer Lock incluye ventilación y clamp de rodillo eficiente para goteo correcto y continuo.
- Tubo PVC flexible para evitar obstrucciones.

Cód. 100ml: 3430



## Guía de Suero

- Fabricado de PVC para evitar obstrucciones además con indicadores de goteo por ml.
- Disminuye errores potenciales.
- Punzón universal.

Disponible sin y con aguja 22G.

Cód. 2243



## Sonda Nélaton

- Catéter flexible de uso a corto plazo para drenaje de orina de la vejiga.
- Producto estéril.
- Con punta redondeada, suave y no traumática.
- Con dos orificios laterales que brindan un eficiente drenaje.

Disponible en:

#08, #10, #12, #14, #16, #18

Cód. #12:1424



## Sonda de Succión

- Material PVC suave y resistente a quiebres.
- Ideal para remover la secreción de la tráquea y tubo bronquial.
- Producto estéril.
- Punta redondeada no traumática y con dos orificios laterales para mejorar la aspiración y evitar obstrucción de la sonda.

Disponible en

#05, #08, #10#12, #14, #16 #18

Cód. #8: 4879



## Sonda Nasogástrica

- Dispositivo de nutrición enteral estéril.
- Se introduce vía nasal para llevar alimento directamente al estómago.
- Textura lisa y punta redondeada para fácil colocación y menos traumática, hecha de PVC grado médico, libre de látex.

Disponible en:

#04, #05, #06, #07, #08, #10,  
#12, #14, #16, #18, #20, #22

Cód. #8: 4825

## Sonda Foley

(PVC y Silicon 2 y 3 vías)



- Catéter Foley, sonda vesical o sonda uretral.
- Material látex de alta calidad.
- Punta de suave textura.
- Orificios perfectamente formados.
- Flexible y resistente.

Disponible en 2 vías:  
08Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr,  
20Fr, 22Fr, 24Fr, 26 Fr

Disponible en 3 vías:  
22Fr, 24Fr

Cód. #16 2 vías: 4811

## Kit Filtro y Succionador



- Kit incluye un tubo de succión de silicona de grado médico de 72", con extremos azules de fácil fijación.
- Un filtro de succión hidrofóbico.
- Un codo de succión universal de 90°.
- Diseñado para bombas de succión portátiles médicas.

Cód.: 6184

## Yankauer



- Con tubo de succión 1/4"
- Totalmente transparente para poder controlar el material biológico aspirado e impedir el colapso de cavidades anatómicas del paciente.

Cód.: 5501



## Dreno Tipo Hemovack

- Tubo de drenaje con línea radiopaca longitudinal y ligeramente curvada.
- Previene la formación de hematomas y ceromas.
- Reduce el dolor post operatorio.

Cód.: 1250



## Trampa de Lee

- Tapa con aspiración de doble vía.
- Control digital de succión.
- Estéril.
- Descartable.
- Capacidad de 25 ml.

Disponible en:  
#10, #14, #16

Cód. #10: 1844



## Cánula de Guedel

(Cánula de mayo/Orofaringea)

- Evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma.

Disponible en:

- |                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| • #000 (40 mm) | • #1 (70 mm) | • #4 (100 mm) |
| • #00 (50 mm)  | • #2 (80 mm) | • #5 (110 mm) |
| • #0 (60 mm)   | • #3 (90 mm) | • #6 (120 mm) |

Cód. #4: 1439



## Bolsa de Orina

- Capacidad de 750 ml y 2000 ml.
- Material de vinilo.
- Válvula antirreflujo.
- Toma para muestra auto sellante.
- Conector universal.
- Paso de fluido estéril.
- Salida en la parte inferior.

Cód. 750ml: 1256

# Bolsa de Colostomía

Con clip / sin clip

- Bolsa con clip para drenaje
- Material PVC libre de látex
- Confortable y segura
- Placa adhesiva integrada

Disponible también en desechable




Cód. 1206

## Modo de uso



Limpie la piel alrededor del estoma con solución salina o agua tibia.



Corte el orificio en la barrera cutánea de acuerdo con el tamaño y la forma reales del estoma.



Coloque la gasa sobre el estoma para evitar que los exudados se derramen durante la adherencia de la barrera cutánea.



Abra la abrazadera.



Cierre la bolsa de colostomía con la abrazadera.



Despega el papel de liberación.



Deje que entre aire. Coloque una barrera en el área del estoma y presiónela de abajo hacia arriba.



Abra el extremo de la bolsa de colostomía y saque los excrementos por el inodoro. Lave y seque.



## Colector Pediátrico

Fuerte adhesión a la piel

- Material polietileno y espuma.
- Provista con adhesivo hipoalergénico que evita irritaciones.
- Para uso de corto tiempo.
- No tóxico y antipirógeno.
- Adecuado para infantes de ambos sexos.

Cód.: 1421



## Cepillo de Citología

- No estéril.
- Desechables.
- Fabricados con nylon.
- Alambre de acero inoxidable de 8".
- Disponible con y sin punta de silicona.

Cód.: 1409



## Kit de Citología

- 1 lámina 3x1" para microscopio.
- 1 cepillo de citología de 8".
- 1 espátula cervical de 7".
- Porta laminas.

Disponible por aparte:  
Espátula cervical.  
Lamina microscópica.  
Cepillo de citología.

Cód.: 5432

## Vaso Transparente para MRP

- Plástico claro y durable.
- Material poliestireno.

No incluye material MRP

Cód.: 5441





## Depresor de Madera

(Estéril y no estéril)

- Material de madera.
- Cortado con precisión.
- Bordes pulidos.
- Empaque individual estéril.
- Resistentes 6".

Cód. Estéril: 1604



## Aplicadores de Madera

(Con y sin algodón)

- Aplicador multipropósito pulido.
- Para uso de laboratorios.

Cód. Con algodón: 1001



## Apósito

- Algodón envuelto en gasa.
- Desechables.
- No estériles.

Disponible en:

- 3x5"
- 5x9"
- 6x6"

Cód. 5x9": 1041



## Gasa 4x4"

- Estéril y no estéril.
- Gasa de 8 pliegues con gran capacidad de absorción.
- Utilizada para cubrir todo tipo de heridas.
- Protege toda la superficie del cuerpo que esta lesionada de una manera cómoda y resistente.
- Inmoviliza la herida o lesión para una recuperación más rápida y menos dolorosa.

Cód.: 2221



## Gasa Hospitalaria

- De algodón con gran capacidad de absorción.
- Sin desprendimiento de hilachas.
- No estéril.
- Baja adherencia a la herida.
- Tamaño de 36"x100 yds.

Cód.: 2239



## Venda Gasa Absorbente

- Algodón con gran capacidad de absorción.
- Gasa hidrófila tubular.
- Tejido parejo y suave al tacto.
- Ideal para vendajes no compresivos o fijaciones de férula.

Disponible en:

- 2"x10 yds.
- 4"x10 yds.
- 3"x10 yds.
- 6"x10 yds.

Cód. 4"x10 yds.: 2234



## Venda Gasa Elastizada

- No estéril.
- Ideal para el vendaje en articulaciones.

Disponible en:

- 4"x4.5 mts.
- 6"x4.5 mts.

Cód. 4"x4.5 yds.: 5439



## Venda Huata

- Relleno de algodón para yeso 100% de algodón o sintético.

Disponible en:

- 4"x5 yds.
- 6"x5 yds.

Cód. 4"x5": 2229



## Venda Elástica

Fuerte compresión.

- Ayuda a eliminar la humedad de la piel manteniéndola seca y cómoda.
- Mantiene su elasticidad después de uso y lavado.

Disponible en:

- 2"x5 yds.
- 3"x5 yds.
- 4"x5 yds.
- 6"x5 yds.

Cód. 2"x5 yds.: 5427



## Venda Elástica Algodón Crepe

- Algodón crepe con trama que permite máxima circulación de aire.

Disponible en:

- 3"x5 yds.
- 4"x5 yds.
- 6"x5 yds.
- 4"x3 yds.

Cód. 3"x5 yds.: 5402



## Venda Yeso

- Fabricado a partir de hilachas y yeso.

Disponible en:

- 4"x5 yds.
- 6"x5 yds.

Cód. 4"x5 yds.: 5426



## Estoquinete

- Tejido tubular 100% algodón para uso bajo el yeso y otros aparatos ortopédicos.

Disponible en:

- 2"x25 yds.
- 3"x25 yds.
- 4"x25 yds.
- 6"x25 yds.
- 6"x25 yds.

Cód. 4"x25 yds.: 1944



## Esparadrapo Quirúrgico

- Transparente.
- Resistente a la humedad.

Disponible en:

- 1/2"x10 yds.
- 1"x10 yds.
- 2"x10 yds.

Cód. 2"x10 yds.: 1821



## Tape Quirúrgico

- Tape quirúrgico de papel microporoso.
- Color blanco y piel.
- No irrita la piel.

Color blanco:

- 1/2"x 10 yds.
- 1"x 10 yds.
- 2"x 10 yds.
- 3"x 10 yds.

Color piel:

- 1/2"x 10 yds.
- 1"x 10 yds.
- 2"x 10 yds.

Cód. 1/2"x10 yds. blanco: 3409



## Papel para Camilla

- Protege al paciente evitando el contagio de una enfermedad.
- Material crepe 21"x125 pies.

Cód.: 1248



## Algodón

- Presentación de 1 libra.
- Algodón 100% puro.
- Utilizado en curaciones menores y de uso hospitalario.
- Permeable al aire por lo que absorbe rápidamente la humedad.
- Protector que sirve para impedir que las bacterias infecten las heridas.

Cód.: 1027



## Alcoholitos

- Material absorbente no tejido, cómodo y suave.
- Libre de látex.
- Almohadilla de algodón saturado.
- Tamaño de caja: 115x102x52mm.
- Contenido: 100 Sobres.

Cód.: 1026



## Banditas / Curitas Adhesivas

- Fabricado con plástico ventilado.
- Revestido totalmente de adhesivo.
- Largas y redondas.

Cód. Curitas largas: 1400



## Hisopo Plástico

- Algodón suave, 100% puro.
- Adhesivo especial une el algodón al palillo.
- Tamaño 3".

Cód.: 2602



## Torniquete

- Torniquete de cinta elástica reutilizable.
- Mecanismo abre fácil.
- Superficie suave.
- Ejerce presión para detener la hemorragia de brazos y piernas al extraer muestra de sangre.
- Puede incluirse en un botiquín de primeros auxilios.

También disponible en descartable.

Cód.: 5048

## Brazalete de Identificación



- Pediátrico celeste y rosado.
- Adulto blanco.
- No se deforma.
- Con tarjeta de identificación.
- Fácil abrochar.

Cód. Pediátrico rosado: 1240

## Vaso Orina / Heces



- Tapa con rosca roja
- Frasco graduado.
- Con y sin palita.
- Estéril y no estéril.

Disponible en:  
20, 40, 60, y 120 ml

Cód. 40ml: 5413

## Urinario Masculino / Piche



- Con tapa que evita el derramamiento y reduce el olor.
- Contorno que permite un fácil manejo.
- Graduado a 32 onza / 1000 ml.
- Traslúcido y descartable.

Cód.: 5200

## Clamp Umbilical



- Fácil colocación.
- Producto estéril.
- Cierre de seguridad para prevenir que se abra accidentalmente.
- Área aserrada, para evitar deslizamiento del cordón.

Cód.: 1416

## Pato Descartable



- Formado en silla con frente alto.
- Graduado a 40 onza. / 1200 ml.
- Destaca una superficie patentada anti adherente.

Cód. 120ml: 4200

## Contenedor de Desechos Corto Punzantes



- Envase de polipropileno a prueba de fugas.
- Para almacenar y desechar materiales contaminados.

Disponible en:

- 1Lt
- 6Gl
- 18Gl
- 3Lt
- 7Lt
- 5Lt
- 13Lt

Cód. 5Lt.: 1479

## Tira Leche

Pezionera manual



- Material de plástico.
- Diseñado ergonómicamente para simular la lactancia materna con confort.
- Fácil de usar.
- Es portátil.
- Cuenta con un almacenamiento siliconado.
- Libre de contaminación.

Cód.: 5023

## Tira Leche Mecánico

Doble



- Doble Bomba eléctrica con cuatro patrones velocidad preestablecidos y siete niveles de resistencia de aspiradora.
- Sistema cerrado diafragma impide la entrada de leche válvula tubo o motor eléctrico
- Botón expresión permite al usuario cambiar entre cuatro ajustes de velocidad: 2 ajustes de estimulación y dos posiciones de expresión.

Cód.: 5169



## Tira Leche Mecánico

- La pantalla LCD proporciona el estado de los programas y funciones.
- Succión independiente y personalizada para cada seno; 9 fuerzas de succión ajustables.
- Expresión de 2 fases; Modo de estimulación y expresión.
- Fácil de montar y limpiar; Silencioso para un bombeo discreto.
- Sistema antirreflujo de circuito cerrado.
- Opciones de bombeo simple o doble.

Cód.: 5177



## Resucitador CPR Portátil

- Unidad para CRP.
- Desechable.
- Empaque cómodo.

Cód.: 4625



## Kit Resucitador CPR Manual

Adulto y Pediátrico

- Diseñado para la ventilación manual de pacientes..
- Incluye válvula limitadora de presión.
- La textura de la superficie de los resucitadores de silicona combinada con el asa de sujeción asegura un agarre cómodo y seguro permitiendo una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo.
- Fácil limpieza y esterilización.

Cód.: 4605



## Prueba de Embarazo

1)



Recolecte orina  
en un recipiente limpio  
y llene el gotero

2)



Aplique **3 gotas** de orina  
en el círculo receptor  
de orina

3)



Espere 5 minutos  
para visualizar su  
resultado



## Mascarilla Tripliegue Azul

- Amarre / elástica.
- Diseño de tres pliegues.
- Protector de nariz ajustable.
- Hecho con tres capas (2 de telas no tejidas y una de material de filtro).
- Libre de pelusas.

Cód. Amarre: 3421



## Mascarilla Cónica

- Fabricado con material suave, fresco y confortable.
- Tela no tejida, inodora.
- Talla estándar.
- Pieza de aluminio que se ajusta a la nariz.
- Doble asa para sujetar la mascarilla a la cara.

Cód.: 6083



## Mascarilla KN95

- Diseñado para mayor comodidad al respirar.
- 5 capas de protección.
- Anti bacterial.
- Anti polvo.
- Anti virus.

Cód.: 3639



## Guante de Examinación

- No estéril.
- Superficie lisa totalmente ambidiestro.
- Ligeramente entalcado con fécula de maíz.
- De Nitrilo y Látex.

Disponible en:  
LG, MD, SM

Cód. SM: 2202



## Guante Quirúrgico Estéril

- látex de caucho natural.
- Superficie micro rugosa anti-deslizante.
- Ligeramente entalcado con fécula de maíz.
- Bio degradable USP.
- Tallas 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5

Cód. 7.5G: 2207



## Gorro de Enfermería

- Tela no tejida.
- Aísla de partículas y fluidos.
- Fresca, confortable y de alta protección.
- También disponible en estilo churrito.

Cód. Blanco: 2216



## Gorro Cirujano

- Tela no tejida.
- Lazos ajustables para comodidad.
- Banda absorbente para contener la transpiración.

Cód.: 2219



## Bata Coverall Blanca

- Tela no tejida SPP 25gr. PE 15gr.
- Color blanco.
- No estéril.
- Con cierre frontal.
- Tiene elástico en la cintura, mangas y el cubre calzado es parte de mameluco.

Cód.: 1275



## Batas para Cirujano

- Tela no tejida SMS 40 gr.
- Aísla de partículas y fluidos / talla estándar.
- Puño tipo suéter y cierre de velcro.
- Resistente a sustancias químicas.

Cód. SMS Estéril: 1254



## Bata Desechable

- Bata de aislamiento no estéril, manga larga.
- Alta resistencia al rasgado.
- Transpirable.

Cód.: 1203



## Cubre Zapato Antideslizante

- Paquete de 50 pares.
- Con elástico en los bordes para un mejor ajuste.
- Hipoalergénico.
- Tamaño estándar color azul.
- Con fondo antideslizante.

Cód.: 1414



## Equipos de Diagnóstico

### Tensiómetro Digital De Brazo XL

- Almacena 90 lecturas para dos usuarios.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Rango de brazalete: 32-42 cm (XL).
- Apagado automático.
- Indicador de ritmo cardíaco irregular.
- Indicador de clasificación de presión arterial de la OMS.
- Pantalla LCD grande.

Cód. 4388



### Tensiómetro Digital De Brazo

- Almacena 90 lecturas.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Rango de brazalete: 22-32 cm.
- Apagado automático.
- Indicador de clasificación de la presión arterial de la OMS.
- Pantalla LCD grande.
- Fecha y hora.

Cód. 4312



VER VIDEO AQUI

Medimax®



## Tensiómetro Digital de Muñeca

- Almacena 90 lecturas para dos usuarios.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Hora y fecha.
- Rango de brazalete 12.5-20.5 cm.
- Apagado automático.
- Indicador de ritmo cardíaco irregular.

Cód.: 4313



## Tensiómetro Digital de Muñeca

BÁSICO CITIZEN

- Almacena 90 lecturas.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Hora y fecha.
- Rango de brazalete 13.5-19.5 cm.

Cód.: 5144



## Tensiómetro Digital de Muñeca

PREMIUM CITIZEN

- Almacena 90 lecturas.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Hora y fecha.
- Rango de brazalete: 13.5-21.5 cm.
- Indicador de ritmo cardíaco irregular.
- Indicador de movimiento corporal.
- Diseño compacto ultradelgado.

Cód.: 5143



## Tensiómetro Digital de Brazo

BÁSICO CITIZEN

- Almacena 90 lecturas.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Rango de brazalete: 22-32 cm.

Cód.: 5141



## Tensiómetro Digital de Brazo

PREMIUM CITIZEN

- Almacena 90 lecturas.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Hora y fecha.
- Rango de brazalete 22-32 cm.
- Indicador de ritmo cardíaco irregular.
- Indicador de movimiento corporal.
- Almacenamiento de brazalete.
- Pantalla LCD grande de fácil lectura.

Cód.: 5142



## Tensiómetro Digital de Brazo

BARIÁTRICO CITIZEN

- Almacena 90 lecturas.
- Promedio de las últimas 3 lecturas.
- Fecha y hora.
- Rango de brazalete: 22-42 cm (Bariátrico).
- Indicador de ritmo cardíaco irregular.
- Indicador de hipertensión.
- Pantalla LCD grande.

Cód.: 5184



## Tensiómetro Neonatal / Pediátrico

- Brazaletes de algodón con ajuste de velcro.
- Cámara neonatal en PVC de dos vías.
- Cámara pediátrica en PVC de dos vías.
- Válvula PVC con rosca para liberación de aire.
- Manómetro de precisión en aleación de aluminio.

Cód.: 4389



## Kit Tensiómetro y Estetoscopio Básico

- Inflación y deflación manual.
- Libre de látex.
- Tensiómetro de calidad profesional.
- Calibración profesional.
- Brazalete de nylon, rango de 22-32 cm.
- Estetoscopio sencillo de una sola campana.
- Estuche de cuerna.

Colores disponibles:



También disponible en doble campana.

Cód.: 4310



## Tensiómetro y Estetoscopio Prokit

- Inflación y deflación manual.
- Libre de látex.
- Tensiómetro de calidad profesional.
- Calibración de manómetro profesional.
- Brazaletes de nylon, rango de 22-32 cm.
- Estetoscopio profesional de doble campana.
- Tubo doble de paredes gruesas y campana giratoria de aleación de zinc cromado.

Colores disponibles:



Cód.: 5002



## Tensiómetro Pedestal Aneroide

- Pedestal y pared.
- Escala medición grande.
- Tubo con altura ajustable y 5 patas.
- Brazaletes reforzados de nylon.

Cód.: 5070



## Estetoscopio Doble Cabeza

- Pieza de pecho con doble función.
- Aislante de frío.
- Arco plateado y cromado.
- Tubo PVC reforzado.
- Olivas de material lisos y suaves.

Disponible adulto e infante.  
También disponible con campana sencilla o doble cabeza.

Cód. Adulto: 1805



## Estetoscopio Cardiológico

- Ultra sensible para oír el corazón.
- De acero inoxidable.
- Suaves olivas que garantizan comodidad óptima para el usuario.

Cód.: 1831

# Glucómetro PRODIGY

- Lectura selectiva de glucosa.
- 4 idiomas: Inglés, Español, Francés y Árabe.
- Resultados audibles en 6 segundos.
- Frasco de 10 cintas reactivas + 10 lancetas y solución de control.
- Utiliza baterías "AAA".
- Codificación automática.

Cód. 2263

Disponible lancetas y cintas reactivas los 365 días del año.

## Obtenga sus resultados en 3 Sencillos Pasos



El glucómetro se enciende automáticamente insertando la tira reactiva.  
(No requiere codificación).



Aplique una pequeña gota de sangre. La tira succiona automáticamente la gota en el canal.



Escuche y vea el resultado inmediatamente.



# PRODIGY

## Uso y prueba con Solución de Control

Utilice la solución de control, para comprobar el correcto funcionamiento del glucómetro.



- Agite botella antes de usar.
- Deseche la primera gota y limpie la punta con un paño limpio.



- Coloque una gota sobre la yema limpia de su dedo y realice la prueba.
- No aplique directamente del frasco a la cinta reactiva.



- Compare los resultados con los rangos de valores en el frasco de cintas reactivas. \*\*

**\*\*Baja 45-95 mg/dL**

**Alta 230-340 mg/dL**

Utilice el glucómetro en modo de prueba para no alterar su promedio.

\*Valores pueden diferir en el frasco.



VER VIDEO AQUÍ



## Estetoscopio Rappaport

- Estetoscopio 5 en 1 de cápsula intercambiables.
- Dos tamaños de diafragma de repuesto.
- Dos sistemas de punta en dos estilos.
- Campana clave y bolsa de accesorio de repuesto.
- Largo del tubo 22", largo total 30".
- Diseño de doble manguera permite una mejor separación de la acústica.

Colores disponibles:



Cód. Negro: 1823

## Estetoscopio Entrenamiento

Doble auricular

- Estetoscopio para fines clínicos y educativos.
- Tamaño 91,44x7.62x2.54 cm.

Cód.: 1816



## Pulso Oxímetros

- Pantalla LED con modo de visualización bidireccional.
- Pantalla incluye saturación de oxígeno y frecuencia de pulso.
- Gráfica de barra de pulso y niveles de batería.
- Disponible para adulto y pediátrico.

Colores disponibles:



Cód. Negro: 4008



## Termómetros Digitales

- Medición en °C y °F.
- Termómetro antibacteriano.
- Resistente al agua y lavable.
- Memoria (última toma de temperatura).
- Zumbador de aviso.
- Pantalla de 3 dígitos.
- Apagado automático.

Cód.: 5190





## Termómetro Digital Infrarrojo

- Medición en °C y °F.
- Resultados en 5 segundos.
- Pantalla iluminada.
- Alerta de temperatura.
- Cómodo de transportar.
- Apagado automático.
- Fácil de usar.

Cód.: 4376



## Doppler Fetal 3MHz

- Sonda Doppler de alta sensibilidad (2 / 3MHz disponible).
- Pantalla LCD TFT en color / LCD monocromática de 2.4".
- Estimulador acústico (AST).
- Análisis de grasa corporal y función de FC materna (220C).
- Sonda impermeable.

Cód.: 1616



## Doppler Vascular

- Funcionamiento con dos baterías de 1,5V.
- Set de tres sondas intercambiables de 4, 5 y 8 Mhz.
- Altavoz incorporado.
- Salida de audio para poder utilizar auriculares.
- Control de volumen.
- Display con indicador de frecuencia cardiaca, calidad de la señal y estado de la batería.

Cód.: 1615



## Dermatoscopio

- Bombilla de vacío con aproximadamente 10x de aumento.
- Ajuste del enfoque de -6 hasta +3.5 dpt.
- Gran disco de contacto con escala para medir las alteraciones.
- Mango de pilas AA.

Cód.: 4007



## Otoscopio y Oftalmoscopio LED

- Bujía LED.
- Usa 2 baterías "AA", (No incluidas).
- Fabricado de plástico sólido.
- Potente iluminación de hasta 10,000 horas.
- 10 cabezas de plástico.

Colores disponibles:



Cód. Color azul: 1506



## Negatoscopio

- Estructura de lamina de acero inoxidable.
- Panel frontal de crílico blanco.
- Sistema para sujetar las películas.
- Iluminación con lampara fluorescente de larga duración.

Disponible en sencillo 14"x18", doble 29"x18" y triple 57"x18".

Cód. Sencillo: 3605



## Microscopio Binocular

- Lentes de aumento 4x, 10x, 40x, 100x.
- Muestra detalles a nivel celular.
- Objetos pequeños se logran observar de manera clara y precisa.
- Ideal para laboratorios o universidades.
- Luz LED Blanca.

Cód.: 3442



## Lámpara de Bolsillo

- Estilo lapicero.
- Linterna de exploración clínica para médicos y enfermeras.
- Acero inoxidable.

Cód.: 4377



Terapia y Rehabilitación



## Electroestimulador Nervioso Intensity Select Combo II

- Combina TENS+EMS+RUSS.
- Equipado con botones para tratamiento en distintas partes del cuerpo.
- Hasta 10.000 Hz de terapia interferencial y 2500 hz ruso para un tratamiento más profundo.

Disponible también en TENS+EMS.

Cód. 5173



## Estimulador Nervioso TENS Análogo

- Modo estándar, modular y ráfaga.
- Temporizador de 30 y 60 minutos continuos.
- Frecuencia de pulso de 2-150 Hz ajustables.
- Amplitud de pulso de 0-80 mA cada canal.
- Batería de 9 voltios.

Cód.: 3506



## Estimulador Nervioso EMS Análogo 5.0

- Modo estándar, modular y ráfaga.
- Rampa de pulso: 1, 3, 5 segundos.
- Frecuencia de pulso de 5-30-100 Hz.
- Amplitud de pulso: ajustable, 0-80 mA
- Control de contracción: 1-30 segundos.
- Batería de 9 voltios.

Cód.: 3520



## Estimulador Nervioso TENS Digital 7000

- Modos: ráfaga, modulación, constante, MRW, SD1, SD2.
- Temporizador de 5 a 60 minutos continuos.
- Frecuencia de pulso de 2-150 Hz ajustables.
- Batería de 9 voltios.
- Doble canal para electrodos.
- Almacena 60 registros.
- Salida de 100 mA.

Cód.: 1378



## Estimulador Backvolt TENS + EMS

- 30 niveles de intensidad.
- 10 niveles de masaje.
- 10 niveles de estimulación muscular eléctrica.
- Electrodo grandes para zonas amplias del cuerpo.
- Frecuencia de pulso 1Hz-150 Hz.

Cód.: 6662

## Ultratens II



- Combina el calor profundo de un ultrasonido de 1 MHz y TENS con 14 funciones preestablecidas.
- Tres tiempos de tratamiento 5, 10 y 15 minutos.
- Diseño pequeño y único que es portátil y fácil de operar.

Cód.: 1382

## Estimulador Profesional Quattro 2.5



- 2 temporizadores independientes para tratar dos áreas o 2 pacientes al mismo tiempo.
- Protocolos preestablecidos, así como los protocolos definidos por el usuario.
- 4 canales de salida de estimulación eléctrica.
- Pantalla LCD grande y fácil de leer con un rendimiento de línea exacta.
- 10 presintonías por la forma de onda.
- Luz indicador stim.

Cód.: 1383

## Ultrasonido Terapéutico



- Dispositivo de ultrasonido terapéutico que genera calor profundo sobre el área afectada.
- El dispositivo debe ser utilizado con el gel de ultrasonido para conducir la energía en la piel.
- Tres configuraciones de potencia de salida.

Cód.: 3452

## Ultrasonido Terapéutico Clínico



- Se suministra con dos cabezas, 1 cm y 5 cm para terapia más específica.
- Se utiliza para el tratamiento del dolor muscular crónico y agudo.
- El usuario puede cambiar entre los cabezales sónicos con la pulsación de un botón.
- Completamente funcional en frecuencias de 1 Mhz y 3 Mhz.
- 20 preajustes de terapia definidos por el usuario.

Cód.: 3508

## ELECTRODOS



### Codera

(Pack de unidad)

Cód.: 1865



### Guante

(Pack de unidad)

Cód.: 2288



### Rodillera

(Pack de unidad)

Cód.: 1863



### Caletín

(Pack de unidad)


Cód.: 1499



### Electrodos 2x2"

Cuadrado. (Pack de 4 unidades)


Cód.: 5174



### Electrodos 2"

Redondo. (Pack de 4 unidades)


Cód.: 5175



### Electrodos 2x4"

Rectangular. (Pack de 4 unidades)

Cód.: 6661



### Electrodos 4x6"

Mariposa. (Pack de unidad)

Cód.: 6657



### Electrodos 1.5x14"

Rectangular Largo. (Pack de unidad)

Cód.: 1349

## Soporte Para Hombro

- Saco para colocar compresa.
- Cómodo y ajustable.
- Tamaño de bicep de 10"-16"
- Tamaño de pecho de 31"-55"
- Calma el dolor de hombro congelado, desgarres musculares, esguinces.

Cód. 6258

Ultramed®





## Collar Cervical Philadelphia

- Semirrígido.
- Restringe el movimiento de la cabeza para inmovilizar la columna cervical.
- Con espuma de alta densidad y cierre de velcro que proporciona el máximo apoyo.
- Resistente al agua, diseñado en dos piezas que permiten el almacenamiento plano.

Disponible en:  
SM, MD, LG y XL

Cód.: 1451



## Collar Cervical de Esponja

- Síndrome cervical leve.
- Debilitamiento de las vértebras, poliartritis crónica, etc.

Disponible en:  
• Infante 9"-10.5"  
• Pediátrico 10"-12".  
• Adulto: SM, MD, LD y XL.

Cód. Pediátrico: 1788



## Soporte Sacro Lumbar Criss-Cross

- Soporte elástico cruzado estilo universal.
- Dos varillas plásticas posteriores de 10".
- Lavable.
- Cuatro pliegues cerrados impiden desplazamientos laterales de los bordes.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL, XXL y UNV

Colores disponibles:



Cód.: 1720



## Soporte Sacro Lumbar Abdominal

- El apoyo tiene un frente cónico y un panel de respaldo alto ideal para post parto y los pacientes geriátricos.
- Ayuda aliviar el dolor causado por trauma o lesión en el área sacrolumbar.
- Estabiliza la espina dorsal y mantiene el soporte en su lugar.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL, XXL y XXL

Colores disponibles:



Cód.: 1317



## Cinturón para Costilla

- 6" de ancho.
- Construcción elástica proporciona alta compresión.
- Modelo femenino tiene contorno al rededor del busto.

Colores disponibles:



Cód.: 1960



## Soporte Elástico para Embarazo

- Para embarazadas.
- Fuerte elástico transpirable en espalda con esponja elegante y confortable en área del vientre.
- Con bolsa en parte trasera para aplicar terapia relajante.
- Ajustable para acomodar talla durante y posterior al embarazo.
- Ayuda a reducir marcas de estiramiento en la piel.

Disponible en:

MD, LG y XL

Cód.: 6168



## Corset Ortopédico con Panel Frontal

- Incluye cubierta protectora de esponja afelpada de 3/8.
- Ayuda a reducir lordosis al realizar compresión abdominal mientras provee estabilidad.

Disponible en:

MD, LG, XL.

Cód.: 5115




## Faja Abdominal Post Qx

- Diseñado para soporte post operatorio para el área abdominal para ayudar a proteger las lesiones.
- Hecho con elástico de punto de la más alta calidad con gancho y bucle.
- 9", 10" y 12".

Disponible en:

SM, MD, LG, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Cód.: 1900



## Soporte Lumbar

- El revolucionario diseño ejerce una compresión uniforme en la espalda baja para reducir el dolor, minimizar la fatiga muscular y permitir mayor movimiento al cuerpo..
- El sistema de ajuste permite accionar una serie de poleas que gradúan independientemente el soporte en la parte superior e inferior del cinturón para zonificar la compresión y aliviar los espasmos musculares.

Disponible en:  
MD, LG, XL.

Cód.: 6691



## Corrector de Postura

- El avanzado corrector de postura alinea la columna vertebral de forma segura, lo que brinda más energía, previene los dolores de espalda y aumenta la productividad en el trabajo.
- Reeduca a los músculos para que puedan rectificar y mantener la espalda en una posición saludable y exenta de encorvaduras.
- Se ajusta ergonómicamente sobre la clavícula para prevenir el dolor de espalda y cuello, y dar un mejor soporte durante su uso.

Cód.: 6694



## Soporte Espinal

- Soporte dinámico de estructura ligera en aleación de aluminio rayos x transparentes que inmovilizan la columna vertebral.

Disponible en:  
MD y LG.

Cód.: 1771



## Soporte de Clavícula

- Diseñado para mantener los hombros en su posición correcta y limitar el movimiento de la clavícula durante el tratamiento de fracturas.
- Las cuatro hebillas de agarre separadas proveen un ajuste excelente manteniendo un soporte confortable gracias a las correas de los hombros con almohadillas de esponja.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL.

Cód.: 4868



## Corrector Reforzado de Postura

- Malla de alta calidad en espalda con suave revestimiento o forro de algodón.
- Cuatro varillas plásticas en espalda proporcionan extra soporte.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL.

Cód.: 6208



## Soporte Espalda Lumbar / Abdominal

- Lumbar / Abdominal.
- Área cervical, centro de espalda, área sacro lumbar y abdominal.
- Mejora la alineación de la columna vertebral.
- Corrector de postura color negro.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL, 2X.

Cód.: 3466



## Suspensorio Deportivo

- Tiene una pretina de tejido elástico Permofolexin.
- Una bolsa de punto suave de corte completo de poliéster y caucho.

Disponible en:  
SM, MD, LG y XL.

Cód.: 6176



## Suspensorio Escrotal

- Soporte testicular con cuatro cierres diseñado para sostener el escroto. mientras permite movimiento al pene.
- Bolsa de sujeción testicular con orificio.
- Con banda elastizada en la cintura.
- Cada banda de pierna es elastizada.

Disponible en:  
SM, MD, LG y XL.

Cód.: 6179



## Cabestrillos

- Distribuye peso del brazo de acuerdo a indicaciones médicas.
- Con cierre a la altura del codo.
- Ambidiestra.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL y XS.

Cód.: 1431



## Cabestrillos Pediátricos

- Distribuye peso del brazo de acuerdo a indicaciones médicas.
- Con cierre a la altura del codo.
- Ambidiestra.
- Talla XS.

Cód.: 1442



## Inmovilizador de Hombro c/Cabestrillo

- Con cabestrillo.
- Para uso en brazo izquierdo o derecho.
- El humero y muñeca pueden apoyarse en cualquier parte de la banda del pecho utilizando cierres autoadhesivos.
- Se puede utilizar solo el cabestrillo.

Cód.: 6123



## Cordera

- De material elástico de gran durabilidad.
- Transpirable.
- Proporciona la presión necesaria para alivio de lesiones en el musculo de la articulación.
- Permite la movilidad completa del codo.
- Proporciona compresión y soporte.

Cód.: 1410



## Codera Inmovilizadora Ajustable ROM

- Proporciona la inmovilización del codo para las limitaciones de ROM.
- Puede recortar la espuma transpirable en este refuerzo de codo con bisagras para un ajuste personalizado.
- La bisagra se puede ajustar fácilmente en incrementos de 10 grados sin herramientas.

Cód.: 6192



## Muñequera Soporte Tenista

- Proporciona compresión y soporte para un juego seguro.
- De neopreno.
- Características de tamaño universal: se adapta a la muñeca o antebrazo izquierdo o derecho.

Cód.: 3460



## Muñequera Palmar

- Construido en material liviano y durable.
- Forro interior de licra extremadamente ventilado.
- Contorno plegable alrededor del área palmar que permite flexión de hasta 90°.
- El diseño del espacio previene pinchazos.
- Con varilla removible en área palmar, con cierre de velcro de contacto para facilitar la colocación.

Disponible en:  
SM, MD, LG, XL.

Cód.: 1712



## Muñequera Ambidiestra

- Proporciona compresión y soporte.
- Confeccionada con tejido elástico transpirable.
- Uso cómodo y evita rozamientos molestos.
- Ofrece una adecuada adaptación anatómica y durabilidad.
- Permite los movimientos de la muñeca.

Cód.: 3414



## Muñequera Pulgar Palmar

- Inmovilización funcional de la muñeca y pulgar
- Estabilización de la articulación trapecio-metacarpiana y MCF del pulgar.
- Estabilización de las articulaciones del carpo.
- Alivio del dolor.
- Lesiones combinadas muñeca y pulgar.

Disponible en: SM, MD, LG, XL

Cód.: 1717



## Férula de Dedo

- Se dobla fácilmente alrededor de los dedos para estabilizar y alinear adecuadamente.
- Acolchonado poliéster uretano de 1/4" para comodidad del paciente.
- Disponible en SM, MD, LG, XL, XS en los estilos: Aplastado, Rana, Basebolista y Recto.



Cód.: 1950



## Inmovilizador de Rodilla

- Espuma transpirable y correas de velcro para un mejor ajuste.
- Recomendado para traumatismos, inmovilización de rodillas u otra lesión y recuperación post-operatoria.

Cód.: 1702



## Inmovilizador Pierna Post Qx ROM

- Cómodo y extremadamente ligero, fácil de aplicar.
- Las barras telescópicas se ajustan fácilmente para un ajuste personalizado.
- Correas ajustables para personalizar el tamaño.
- Las funciones de bloqueo de caída permiten bloquear la abrazadera con solo presionar un botón.
- Bisagra ROM fácil de usar con topes de flexión y extensión de ajuste rápido para controlar y limitar la flexión y extensión de la rodilla.
- Las hebillas de clip rápidas permiten una fácil aplicación y extracción de la abrazadera.

Cód.: 1289



## Rodillera Rótula Abierta

- Rodillera con herradura contrafuerte para ayudar a estabilizar y mejorar el seguimiento de la rótula.
- Combina materiales prostyle, la suave calidez del neopreno con la comodidad fresca de la felpa.
- Correas ajustables superior e inferior, con cierre de contacto adicional para la compresión y la estabilidad.

Cód.: 1965



## Rodillera Rotula Abierta + Férula

- Soporte elástico con rótula abierta.
- Dos varillas plásticas flexibles.
- Cierre de velcro.
- Liviano y lavable.

Cód.: 4609



## Rodillera

- Fácil colocación, deslizante.
- Confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave, lo que da a las prendas un mayor confort.
- Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad a los movimientos de la articulación.
- Indicada en lesiones musculares y ligamentosas leves.

Cód.: 4600



## Bota Inmovilizadora Walker

- Incorpora celdas de aire de absorción para reducir la transferencia de choque durante el golpe de talón.
- Acelera el periodo de recuperación de las lesiones y de esta forma, evita una mayor pérdida de tono muscular, muy frecuentemente después de largos periodos de inmovilización.
- Disponible en SM, LG, MD, XL altas, bajas y para uso pediátrico.

Cód.: 1755



## Tobillera con Soporte Movilizador

- La posición del arco neutral promueve la curación de los ligamentos lesionados.
- El sistema de ajuste de tres correas proporciona un ajuste personalizado.
- Para obtener el máximo soporte, use un calzado deportivo o con cordones.
- Disponible para Izquierdo y Derecho en MD y LG.

Cód.: 5148



## Tobillera de Aire Universal

- Grado médico.
- Cámara de aire pre inflada para proporcionar apoyo adicional y ayudar a reducir la hinchazón y el edema.
- Altura: 10".

Cód.: 3471



## Tobillera Ortopédica Elástica

- Elástico de punto ligero y duradero brinda soporte con flexibilidad.
- Indicado para soportar tobillos débiles o esguinces menores.
- Suficientemente ligero para dejarlo dentro de los zapatos.
- Construcción única sin costura no irrita la piel.

Disponible en:  
SM, MD, XL

Cód.: 6163



## Talonera Gel

- Alivio instantáneo del dolor de talón y pie.
- La mejor calidad.
- Gel de silicona de grado médico de doble capa.

Disponible en:  
SM, MD y LG.

Colores disponibles:



Cód.: 1797



## Cinta Kinesiológica

- Proporciona soporte y estabilidad sin limitar el rango de movimiento.
- Resistente en el agua.
- Se adhiere de 3 hasta 7 días.
- Alivia el dolor.
- Aumenta la circulación y el flujo linfático.
- Previene Lesiones.
- Permite una recuperación más rápida.
- Reduce la inflamación.

Colores disponibles:



Cód.: 1527




## Compresa de Gel

- Fría y caliente.
- Para tratar afecciones crónicas en enfermedades inflamatorias.
- Ayuda a aumentar la circulación sanguínea y relajar los músculos tensos y adoloridos.

Disponible en 5x10" y 11x14"

Cód.: 1686



## Compresa Cervical Humedo/Caliente

- Fusiona los beneficios de la aplicación de termoterapia con hidroterapia para reducir la inflamación y los dolores crónicos en el área del cuello y los hombros.
- Cubre Cuello y Hombros.
- 30 Minutos de Terapia.
- Reduce la Inflamación.
- Alivio Extendido y Profundo.

Disponible en cervical 7x24" y standard 10x12".

Cód.: 6696



## Soporte Ortopédico Espalda

- Ergonómico, acomoda y alinea columna vertebral.
- Fabricado con material de malla que permite circulación de aire para mantener el área sacrolumbar fresca.
- Banda ajustable a cualquier asiento.

Cód.: 4840



Equipos para Movilidad



## Silla de Ruedas Cuadripléjica 14"

- Marco de acero inoxidable.
- Altura de cabecera ajustable.
- Sistema de inclinación hidráulica ajustable hasta 45°.
- Ruedas delanteras de 8".
- Apoyabrazos estilo "T" ajustables en altura y extraíbles.
- Reposapiés duraderos y ligeros.
- Cinturón de seguridad.

Cód. 4329



Medimax®



## Rollator

- Estructura de aluminio liviano.
- Manijas de altura ajustable.
- Cómodas empuñaduras ergonómicas.
- Frenos de doble función.
- Ruedas solidas de 8".
- Canastera metálica delantera o bajo asiento.
- Plegable.

Colores disponibles:



Cód.: 4357



## Silla de Ruedas

- Estructura de acero reforzado.
- Tapicería de vinilo en relieve es duradero, ligero y fácil de limpiar.
- Elevapiés ajustables con pantorrillas acolchadas.
- Reposabrazos desmontables.
- Ruedas con neumáticos duraderos.
- Soporta hasta 250 Lbs.

Disponible en: Asiento de 18" y 20".

Cód.: 4325



## Silla de Ruedas Bariátrica

- Estructura de acero con veta plateada de tubo deslizante de alta resistencia.
- Tapicería de vinilo en relieve es duradero, ligero y fácil de limpiar.
- Elevapiés ajustables con pantorrillas acolchadas.
- Reposabrazos desmontables.
- Ruedas traseras de uretano de 24 "con aros de mano duraderos.
- Soporta hasta 450 Lbs.

Disponible en: Asiento de 24" (450 Lbs.), 26"(500 Lbs.), 28"(600 Lbs.)

Cód.: 4865



## Silla de Ruedas Reclinable 20"

- Estructura de acero con recubrimiento en polvo.
- Cabecera reclinable.
- Elevapiés ajustables con pantorrillas acolchadas.
- Ruedas traseras de goma sólida.
- La posición desplazada de la rueda trasera agrega estabilidad adicional y distribuye equitativamente el peso del paciente mientras está en las diversas posiciones reclinables.

Cód.: 4327



## Silla de Ruedas Reclinable 18" con Inodoro

- Estructura de acero cromado.
- Mecanismo de inclinación hidráulico permite ajustes de hasta 180°.
- Reposabrazos acolchados brindan mayor comodidad al paciente.
- Ruedas puestas en el marco evitan que se vuelque.
- Incluye inodoro portátil de apertura fácil.
- Eleva pies con pantorrillas acolchadas desmontables.

Cód.: 4384



## Andarivel con Ruedas Pediátrico

- Marco de aluminio de 1" de diámetro garantiza la máxima resistencia.
- Cada lado funciona de forma independiente para permitir un movimiento fácil.
- Mango de vinilo contorneado para mayor comodidad y uso duradero.
- Mecanismo de plegado con un solo botón.
- Configuración de altura ajustable.
- Dimensiones: 17.5"x19"x14.5".
- Ruedas de 4".

Cód.: 4361



## Andarivel sin Ruedas

- Marco de aluminio de 1" de diámetro garantiza la máxima resistencia.
- Cada lado funciona de forma independiente para permitir un movimiento fácil.
- Mango de vinilo contorneado para mayor comodidad y uso duradero.
- Mecanismo de plegado con un solo botón.
- Configuración de altura ajustable.

Disponible también con ruedas.

Cód.: 4360



## Bastón para No Vidente

- Construcción de aluminio de cuatro secciones de alta calidad.
- Eje cubierto con cinta reflectante blanca y roja para visibilidad nocturna.
- Con correa para la muñeca y punta de nylon reforzado.
- Longitud del bastón: 45.75".

Cód.: 4370



## Muletas de Aluminio

- Más liviana que la madera, la muleta de aluminio estándar proporciona estabilidad y durabilidad.
- El tubo central de doble extrusión proporciona resistencia adicional al área de soporte de peso.
- El ajuste del pasador hace que sea fácil de ajustar la altura de la muleta en incrementos de 1".
- Ajustes sencillos de tuercas de mariposa para mangos.

Disponible en: SM, MD y LG

Cód.: 4364



## Bastón Canadiense

- Disponible en M y L.
- Brazos revestidos de vinilo y ergonómicamente moldeados para mayor comodidad y estabilidad.
- Las secciones de piernas y antebrazos se ajustan de forma independiente para un tamaño óptimo.
- Las empuñaduras de vinilo son cómodas y duraderas.
- Puntas extra grandes para mayor estabilidad.

Cód.: 4362



## Bastón 1pt Plegable

- Fabricado de aluminio, regulable en altura.
- Plegable en cuatro partes convenientes para un fácil almacenamiento.
- Altura del mango se ajusta de 32" a 36".
- Capacidad de peso 300 Lbs.

Disponible en plegable y no plegable en color:



Cód.: 4367



## Bastón 1pt Mango Recto

- Para las personas que pueden usar una mano con equilibrio mientras caminan.
- Creado para la longevidad a partir de aluminio anodizado ligero ultra duradero.
- La punta de goma flexible de agarre flexible proporciona una tracción superior.
- Se adapta a la mayoría de las personas de 5" a 6.5".

Cód.: 4369



## Bastón con Ventosa

- Con ventosa.
- Fabricado en aluminio.
- Altura del bastón ajustable.
- Color verde.

Cód.: 4371



## Bastón 4 Puntos

- Aluminio cromado.
- Altura del bastón ajustable.
- Proporciona un soporte firme y seguro en un diseño de marco duradero y liviano.

Disponible en pequeño y grande.

Cód.: 4372



## Brazos para Ayuda al Discapacitado

- Se puede usar tanto para tirar como para quitarse la ropa.
- Ayuda a eliminar la flexión y el estiramiento.
- El brazo de metal para discapacitados, requiere solo 12 onzas de presión para cerrar el gatillo.
- Brazo de metal disponible en 26.5" y 32" de altura.

Cód. Brazo de madera: 5152; Cód. Brazo de Metal 32": 5153



Cuidado en Casa



## Almohada **Therafreeze®**

• Integra a su cubierta la revolucionaria tecnología Theratemp® que absorbe el calor de la piel y lo recicla dinámicamente para bajar la temperatura al mínimo, permitiendo al usuario alcanzar más rápido la fase REM del sueño.

Cód. 6623



VER VÍDEO AQUÍ

# TheraMart



## Cojín Cervical Theragel®

- Tecnología avanzada de enfriamiento a base de Gel, sensación refrescante. Por ser viscoelástica reduce la presión y la vibración durante los viajes.
- Cómoda postura Theraforma.
- Permite un descanso mucho más profundo.
- Reemplaza el calor del cuello por una sensación refrescante.
- Mantiene la superficie del cojín a la temperatura perfecta.

Cód.: 6603



## Almohada Theragel®

- Sueño mucho más fresco y placentero.
- Mantiene la superficie de la almohada en la temperatura perfecta.
- Funda protectora hipoalergénica.
- Permite la circulación del aire.
- Diseño anatómico.
- Alivia la rigidez y la presión en la región lumbar.
- Alinea correctamente la columna proporcionando una postura ideal.

• Colores disponibles:



Cód.: 6600



## Almohada Theralastic®

- Provee el punto perfecto entre soporte y confort.
- Suprime el peso de la cabeza y mantiene la temperatura fresca constantemente.
- Contrarresta la fuerza de gravedad impidiendo hundirse en la almohada.
- Brinda un descanso más placentero e ininterrumpido toda la noche.
- Alinea la cervical y facilita que la cabeza oscile equilibradamente.

Cód.: 6664



## Almohada Theraside® Gel

- Diseñada especialmente para que las personas que duermen de lado puedan obtener un soporte insuperable y conseguir fácilmente la fase REM del sueño.
- Cuenta con una exclusiva apertura central hecha para acomodar el hombro.
- Brinda el máximo soporte al cuello y despejar la columna de tensiones.
- Expulsa el calor de la superficie para mantener una temperatura fresca toda la noche.
- Permite un sueño profundo rápidamente.
- Elimina la acumulación de humedad y sudor.

Cód.: 6646



### Almohada Theraliquid®

- Confort personalizado para que pueda restaurar sus energías y olvidarse del estrés del día.
- Almohada con cámara de agua que se adapta a cada cambio de posición.
- Capa externa cubierta por fibras hipoalergénicas de amortiguación y funda protectora fabricada en textil respirable que evita la acumulación de humedad.
- Brinda un descanso más placentero.

Cód.: 6602



### Almohada Ajustable Theramia®

- Puede ser ajustada a tres niveles de altura para adaptarse a las necesidades individuales del usuario.
- Hecha para resistir el lavado a máquina y mantener su forma original a través de años de uso.
- Cuenta con dos rellenos de diferente grosor que se pueden usar juntos o separados para graduar el soporte entre blando, medio o firme, según se prefiera.

Cód.: 6651



### Almohada Theramulti®

- Ofrece un soporte multifuncional para el usuario, brindando un buen descanso en varias posiciones.
- Alivia los puntos de presión en las caderas, zonas cervicales, las rodillas los talones, el coxis y otras zonas con prominencias óseas.
- Absorbe y expulsa la presión, volviendo a su forma original inmediatamente después de usarse.
- Es fácil de limpiar con toallas desinfectantes o cualquier paño húmedo.


Cód.: 6665



### Almohada Theracurve®

- Espuma viscoelástica que impide hundimiento, diseño "contour" que alivia la rigidez y presión en la zona cervical alineando correctamente la columna, permite circulación del aire y evita la acumulación de humedad.
- Textura de plegado especial.
- Soporte ergonómico para la alineación natural del cuello.
- Alivia el dolor y la tensión de la cabeza y hombros.
- Permite un sueño descansado y reparador.

Cód.: 6601



## Almohada Therajoy®

- Mantiene abiertas las vías respiratorias.
- Reduce significativamente los ronquidos.
- Brinda un descanso más placentero.
- Resistente espuma viscoelástica.
- Se ajusta al contorno natural del cuello y brazos.


Cód.: 6634



## Almohada Theraclear®

- Las múltiples aperturas en las esquinas se adaptan a cualquier tipo de máscara CPAP, BiPAP o APAP, manteniendo su posición.
- Doble zona confort.
- Permite conseguir un descanso más relajado.
- Fabricada con material ecológico Tencel.
- Mantiene la posición de la máscara durante toda la noche.
- Podrá dormir de lado, boca abajo o de espalda.
- Dispersa mejor el calor para mantener una temperatura agradable.

Cód.: 6630



## Cojín Airgel®

- Cubierta transpirable expandible y gel en capsulado que dispersan el calor y alejan la humedad. Fácil transporte.
- El revolucionario diseño en forma de colmena balancea equitativamente el peso del cuerpo.
- Ofrece la más avanzada tecnología en confort.
- Aleja la humedad de la piel, conservando una temperatura agradable.

Cód.: 6606



## Cojín Theravent®

- Está diseñado para eliminar los puntos de presión.
- Disipa el calor y mantiene una temperatura agradable en todo momento.
- Se amolda a la anatomía del cuerpo para proveer mayor comodidad.
- Está fabricado con vinilo ultra resistente.
- Soporta hasta 136 kilos de peso distribuido para máxima durabilidad.
- La innovadora válvula de inflado de Theravent ayuda a llenarlo rápidamente.
- Retiene el aire por más tiempo y simplifica el vaciado del mismo.

Cód.: 6652



## Cojín Therabody®

- Confort total para las embarazadas.
- Sirve de apoyo para el vientre durante la gestación, cubre la función de múltiples cojines en uno.
- Brinda confort a la espalda, la cintura, las rodillas y hasta los tobillos.
- Permite tener un sueño reparador.
- El cojín Therabody se adapta al contorno natural del cuerpo.

Indicado para cualquier persona que desee soporte de pies a cabeza (vientre, espalda, cintura, rodillas y tobillos).

Cód.: 6609



## Cojín Therafoam®

- Reduce el riesgo de aparición de úlceras, infecciones y malos olores. Cierre de seguridad y base antideslizante.
- Permite un contacto fresco y suave con el cuerpo.
- Incrementa la circulación del aire.
- Brinda mayor confort a la temperatura ideal.
- Formato innovador que permite la libertad de movimiento garantizando comodidad y descanso.
- Malla tridimensional respirable.

Cód.: 6605



## Cojín Theraposture®

- Cuenta con apertura que libera la presión en el coxis y equilibra el peso corporal, y una malla 3D respirable.
- Eleva y mantiene estable la espalda para alinear la espina dorsal.
- Cada curva del cojín se adapta perfectamente a la silueta.
- Mejora la circulación en las piernas.
- Cuenta con una suave funda transpirable.
- La base antideslizante mantiene en posición al cojín y a su vez el cuerpo.

Cód.: 6611



## Cojín Gel Therapressure®

- Reduce el riesgo de aparición de úlceras causadas por la presión (escaras), cuenta también con soporte postural.
- La elevada elasticidad de Theragel® le permite estirarse hasta 20 veces su tamaño.
- Vuelve íntegramente a su forma original.
- Es hasta 10 veces más efectivo que los cojines tradicionales de espuma.
- Resistente al agua para una fácil higienización.

Cód.: 6604



## Cojín Theranana®

- Se amolda a la forma del cuerpo del bebé. Suave, seguro y cuenta con un bolsillo y correa ajustable.
- Descanso para codos y brazos.

Cód.: 6618



## Cojín 2 en 1 Theraplus®

- El cojín 2 en 1 es liviano. Versátil y compacto.
- Alivia los puntos de presión en la pelvis y previene el dolor de columna. Malla 3D respirable.
- Permite elegir entre el apoyo ergonómico y la alineación postural que provee la comodidad del asiento.
- Permite un contacto fresco y suave e incrementa la circulación del aire.
- Brinda confort a la temperatura ideal.
- Proporciona una versatilidad y flexibilidad incomparable.

Cód.: 6619



## Cojín Therafix®

- La espuma viscoelástica de alta densidad garantiza que el cojín Therafix se adapte perfectamente al cuerpo ofreciendo comodidad insuperable durante el sueño, alineación de la columna vertebral, cadera y rodillas, mientras estabiliza la pelvis y la zona baja de la espalda.
- Ofrece la más avanzada tecnología en confort.
- Suave cubierta removible para fácil limpieza.

Cód.: 6624



## Cojín Abductor Therablock®

- Mejora la recuperación.
- El cojín abductor de cadera Therablock® está anatómicamente delineado para mantener las piernas separadas y bloqueadas en posición horizontal porque cuenta con una forma de trapecio única hecha para acoplarse al cuerpo perfectamente.
- Protege al paciente de lesiones postoperatorias ya que está fabricado con espuma de alta densidad Theraultra® que brinda mayor seguridad y confort.

Cód.: 6667

## Cojín Elevación de Cuerpo Theramaster®



- Ayuda a reducir acidez y reflujos, condiciones respiratorias como sinusitis y ronquidos, ofrece la más avanzada tecnología en confort permitiendo un descanso más profundo.
- Respaldo anatómico que proporciona un soporte e inclinación ideal para el usuario.
- Relaja los músculos del cuello y la espalda.
- Diseño plegable para llevarlo cuando se sale de viaje.

Disponible en SM y MD

Cód.: 6612

## Cojín Theraliving Plus®



- Interior moldeable extra cómodo.
- Soporte total.
- Superficie Aterciopelada.
- Máxima Portabilidad.
- El innovador diseño de Theraliving® Plus añade un cojín extra removible y adaptable que funciona como soporte cervical o descanso para los pies, excelente para cuando se está viendo televisión o leyendo.

Cód.: 6666

## Cojín Protector Theraboot®



- Cero Contacto.
- Control Total de Humedad.
- Soporte Seguro.
- Doble Función.
- La estructura de Theraboot está fabricada con material flexible que reduce la fricción, elimina la humedad y permite que el aire circule constantemente para mantener seca la piel.

Cód.: 6670

## Protector Impermeable Theratransfer®



- El Theratransfer ayuda a mantener la humedad alejada del paciente y cuenta con cuatro resistentes agarraderas que facilitan la rotación o cambio de posición en el paciente.
- Base antideslizante para mayor protección.
- Centro ultra absorbente (hasta 250ml de líquido).
- Controla los malos olores.
- Se puede lavar hasta 300 veces.
- Protege al colchón de manchas.

Cód.: 6647

## Cama Hospitalaria

2 Funciones

- Semi-automática.
- 2 motores.
- Barandas de aluminio abatibles.
- Marco de acero ligero.
- Altura ajustable manual.
- Sistema eléctrico de levantamiento por control remoto.
- Ruedas de 5" con frenos.

Cód. 4334



Medimax®

## Cama Hospitalaria

3 Funciones

- Eléctrica.
- 3 motores.
- Barandas de aluminio abatibles.
- Marco de acero ligero.
- Altura ajustable eléctrica.
- Sistema eléctrico de levantamiento por control remoto.
- Ruedas de 5" con frenos.

Cód. 4334



VER VIDEO AQUI



## Cama Semieléctrica con Motor

- Con barandales laterales completos.
- Fácil montaje con motor y electrónica totalmente extraíbles para una fácil limpieza del marco.
- Las secciones de cabeza y pie se pueden subir o bajar tanto de forma simultánea como independiente.
- Capacidad de peso 400 Lbs.


Cód.: 6645



## Colchón Therazona®

- Reduce la fricción sobre la piel y el riesgo de desarrollar úlceras por presión.
- Cubierta impermeable que ayuda a dispersar el calor del cuerpo.
- Reduce la acumulación de humedad.
- La funda del Therazona puede ser lavada a máquina o higienizada con una esponja suave o paño humedo.
- Es más cómodo de transportar ya que viene empacado al vacío y resulta más fácil de trasladar.

Cód.: 6616



## Colchón Theratrio®

- La primera capa del colchón Theratrio está fabricada con espuma viscoelástica Theraforma reformulada con partículas de Theragel que liberan el calor del cuerpo y ayudan a distribuir mejor el peso del paciente, previniendo el desarrollo de las escaras.
- Alinea ergonómicamente la columna vertebral.
- La base da Forma, resistencia y estabilidad al colchón.
- Cubierta respirable resistente a la humedad.

Cód.: 6625



## Colchón Therafoam®

- Colchón viscoelástico Therafoam está compuesto por 2 tipos de espumas de poliuretano (viscoelástica y de alta densidad) que ofrecen amortiguación ideal al usuario y distribuyen la presión de forma equitativa.
- Soporte anatómico ideal.
- Prevención de úlceras por presión o escara.
- Favorece la curación de la piel en el descanso.
- Cubierta respirable resistente a la humedad.

Cód.: 6620

# Colchones Antiescara

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

- La bomba silenciosa infla y desinfla alternativamente 130 celdas de aire de burbujas individuales.

- La bomba de 4 LPM produce un flujo de aire y una presión constante durante un tiempo de ciclo de 5 minutos.

- La almohadilla de burbuja de vinilo premium duradera y de gran calibre brinda un tratamiento terapéutico superior.

 Infla y desinfla alternativamente

 Soporta hasta 250 lbs.

**Cód. 1429**



No contiene látex



Presión fija



Bomba con soporte incorporado




## Colchón Antiescara 8"

- Diseñado para prevenir, tratar y manejar úlceras severas, ocasionadas por presión en pacientes que requieren tratamiento de larga duración.
- Capacidad máxima de hasta 300 lbs.
- Incluye motor.

NO INCLUYE CAMA

Cód.: 1396



## Colchón Therawave®

- Antiescara, distribuye el peso corporal, reduce la presión y favorece la circulación del aire dando así una mayor comodidad.
- Se adapta perfectamente al contorno del cuerpo para darle un soporte personalizado.
- Reduce los puntos de presión y previene la formación de escaras.
- Es súper ligero y fácil de transportar.
- Disponible con o sin gel refrescante.


Cód.: 6615



## Colchón de Agua

- Los tres deflectores de agua mejoran el movimiento y el apoyo para reducir la presión y adaptarse a los diferentes pesos.
- Durable.
- Ancho 81 cm.
- Peso 3 kg.
- Fácil de limpiar.
- Largo 173 cm.

Cód.: 5098



## Topper para Colchón Therasense®

- El topper para colchón Therasense está diseñado para renovar el colchón y extender su vida útil, mientras le brinda al usuario una nueva experiencia de descanso adaptándose a su anatomía natural manteniendo una temperatura fresca toda la noche.
- Está ergonómicamente diseñado para proveer soporte zonificado en cinco áreas del cuerpo.
- Alivia los puntos de presión y alinea la columna vertebral.
- Regula la temperatura corporal y elimina el calor.
- Crea una nueva y revitalizante capa de confort sobre la superficie del colchón.

Cód.: 6649

66



## Protector Impermeable Theraproof® Max

- Theraproof Max está diseñado para impermeabilizar completamente el colchón y mantener al paciente alejado de la humedad y más seco durante toda la noche.
- Bloquea los derrames.
- Ahorra significativamente el uso de pañales desechables.
- Mantiene seco el colchón.
- Su tamaño es para cama unipersonal.

NO INCLUYE CAMA

Cód.: 6648



## Protector Impermeable Theraproof®

- Protector impermeable reutilizable hasta 300 veces, lavable a máquina, ahorra el uso de pañales desechables.
- Resiste malos olores.
- Mantiene seco el colchón.
- La superficie acolchada brinda más comodidad al usuario.

Cód.: 6629



## Cobertor de Colchón Hospitalario

- Fabricado de vinilo resistente al agua, olor, manchas y el moho.
- Elástico para facilitar su uso y extracción.
- Incluye inserción de etiqueta.
- Dimensiones 36x80x6"
- Se adapta a la mayoría de colchones de cuidado doméstico de tamaño unipersonal.

Cód.: 5179



## Sillón Theralift Mocha®

- Silencioso motor de alta capacidad.
- Resistente sistema de elevación.
- Multifuncional.
- Punto cero de gravedad.
- Dimensiones: 91x93x102 cm.
- Peso del producto: 105 Lbs.
- Peso máximo soportado: 370 Lbs.

• Colores disponibles:



Cód.: 6673



## Silla Reclínable para Adultos Mayores

- Mayor comodidad y seguridad durante actividades cotidianas.
- Reclinable en 3 posiciones según la necesidad del usuario.
- Práctica mesa plegable en 5 posiciones para alimentación diaria.
- Mejora la circulación elevando pies y piernas gracias a su reposapiés.

Cód.: 6047



## Asiento de Baño sin Respaldo

- Marco de aluminio ligero, duradero y resistente a la corrosión.
- Banco de plástico moldeado por soplado.
- Montaje de asiento y patas sin herramientas.
- Orificios de drenaje reducen el deslizamiento.
- Alura ajustables en incrementos de 1".
- Capacidad de peso 300 Lbs.

Disponible en bariátrico.

Cód.: 4339



## Asiento de Baño con Respaldo Bariátrico

- Marco de aluminio con refuerzos transversales y remaches tipo avión.
- Banco de plástico moldeado por soplado.
- Montaje de asiento y patas sin herramientas.
- Orificios de drenaje reducen el deslizamiento.
- Alura ajustables en incrementos de 1".
- Clip de estilo europeo para el ajuste de altura de la pierna.
- Bariátrico con respaldar.
- Capacidad de peso 500 Lbs.

Cód.: 4335



## Inodoro Portátil 3 en 1

- Estructura de aluminio.
- Reposabrazos para mayor confort y de fácil manejo.
- Altura ajustable de 30"-39"
- Capacidad de peso hasta 220 Lbs.
- Disponible con tapa y sin tapa.

Cód.: 4332



## Inodoro Portátil

- Estructura de aluminio.
- Descansa pies.
- Pasamanos antideslizantes.
- Cuatro ruedas impermeables con frenos.
- Asiento acolchado e impermeable.

Cód.: 4331



## Inodoro Portátil Bariátrico

- Estructura de acero cromado.
- Pasamanos antideslizantes.
- Capacidad de hasta 400 Lbs.

Cód.: 1075



## Asiento de Transferencia a Bañera

- Montaje sin herramientas de espalda, piernas y brazo.
- La construcción en forma de A proporciona estabilidad.
- Banco y respaldo de plástico duradero moldeado por soplado.
- La altura se ajusta en incrementos de ½ ".
- Reversible para adaptarse a cualquier baño.
- Capacidad de peso hasta 400 Lbs.

Cód. Con respaldo: 1066



## Elevador de Inodoro con Brazos

- Diseñado para personas que tienen dificultades para sentarse o pararse del baño.
- Amplia abertura en la parte delantera y trasera para la higiene personal.
- Ligero y portátil.
- El mecanismo de bloqueo estándar garantiza la seguridad.
- Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados.
- No se necesitan herramientas para la instalación.
- Disponible sin Brazos.

Cód.: 4351



## Spa de Baño Eléctrico

- Hidroterapia que permite relajar los músculos.
- Elimina el estrés.
- Se adhiere a tina de baño mediante tres ventosas.
- Ofrece terapia con burbujas y chorro de agua multidireccional.

Cód.: 3491



## Barra Sostén de Baño

- Fabricado con aluminio.
- Se monta vertical u horizontalmente.
- 1 ½ "distancia de la pared.
- Embalaje atractivo al por menor.
- Disponible en 12", 16" y 24".

Cód.: 4353



## Barra Sostén de Baño

- Agarre extra fuerte.
- No daña paredes.
- Reajustable para seguridad.
- Portátil.
- Utilizable en material de cerámica.

Cód.: 5104



## Recordatorio Pastillero

- Evita confusiones de medicación gracias a su práctica organización.
- Desmonta y lleva las tomas a donde vayas gracias a su cierre hermético.
- Planifica hasta cuatro tomas diarias los siete días de la semana.
- Disminuye el riesgo de olvido y/o caída de medicamentos importantes.

Cód.: 6005



## Cortador de Pastillas

- Fácil manejo.
- Dispositivo pequeño con cuchilla afilada.
- Integrada en caja liviana de plástico que permite el corte de pastilla evitando la dispersión.

Cód.: 1463



## Triturador de Pastillas

- Fácil manejo.
- Tapa giratoria.
- Comprime y tritura pastillas.
- Con cámara para reserva.

Cód.: 6000



## Bolsa de Combinación con Enema

- Fabricada con goma de primera calidad.
- Tapón con rosca.
- Resistente.
- Fácil de rellenar.
- Flexible y suave.

Accesorios disponible por aparte.

Cód.: 1237



## Bolsa Agua Helada

- Bolsa de refrigeración portátil para agua helada o hielo.
- Con tapa de rosca.

Disponible en:

- 06"
- 09"
- 11"

Cód. 9": 1265



## Pesa Mesa Para Bebé

- Capacidad de 44 Lbs.
- Fabricado de hierro y plástico ABS resistente.
- Gran capacidad y doble división para mayor precisión.
- Bandeja amplia y cómoda para fácil ubicación del infante.
- Sistema métrico de gran tamaño para fácil lectura.

Cód. 6103



## Balanza Clínica con Tallímetro

- Estructura de acero pintado.
- Cabezal con dispositivo fijador tallímetro.
- Capacidad de peso 440 Lbs.

Cód.: 1260



## Pesa de Bandeja Pediátrica Mecánica

- Las barras métricas mecánicas brindan una fácil lectura del peso en libras o kilogramos.
- La cinta métrica de fácil lectura permite que el usuario mida el peso y la estatura de forma simultánea.
- Bandeja plástica de fácil limpieza
- Capacidad de peso: 65 Kg / 130 Lbs.
- Graduación: 20 g / 1 onza.
- Dimensiones de bandeja: 613x368x83 mm.
- Cinta métrica: 0-58 cm / 0-23".

Cód.: 6194



## Pesa de Piso Digital

- Medición de Peso Audible en Inglés y Español.
- Retención del Peso por 20 Segundos.
- Apagado automático.
- Pantalla de LCD de 1-1/2" (38 mm).
- Capacidad de peso: 250 Kg / 550 Lbs.
- Dimensiones de plataforma: 368x298x38 mm.
- Fuente de alimentación: 2 baterías AAA incluidas.

Cód.: 6196



## Pesa de Piso Mecánica

- Gran pantalla de 165.1mm / 6-1/2".
- La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso.
- La pantalla muestra el peso en libras y en kilogramos, lo que brinda versatilidad.
- Esta balanza de alta calidad proporciona una exacta información del peso a un precio accesible.
- Capacidad de peso: 150 Kg / 330 Lbs.
- Graduación: 0.5 Kg / 1 Lb.
- Dimensiones de plataforma: 292x273x57 mm.

Cód.: 6195



## Cuna Hospitalaria Recién Nacido

- Marco de acero inoxidable con bacinete de plástico transparente.
- Posición fija.
- Ruedas con frenos.
- Color rosado.

Cód.: 4344



## Camilla de Examinación

- Camilla lisa sin gavetas.
- Acojinamiento de espuma de poliuretano de alto espesor y vinilo tipo piel.

Cód.: 9085



## Camilla de Examinación Reclínable

- Camilla estilo canapé con dos gavetas.
- Acojinamiento de espuma de poliuretano de alto espesor.
- Posición reclínable.

Cód. 2 Gavetas : 9089



## Cama Ginecológica

- Camilla construida en perfiles de hierro.
- Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester. con un espesor mayor a 100 micrones.
- Con gavetas.
- Reclínable.
- Soporte para piernas.

Cód.: 6264



## Mampara 3 Secciones

- Tubo de aluminio anodizado resistente de 1" de diámetro.
- Las pantallas son de tela resistente celeste.
- Seis ruedas con capucha de 3".
- Fácil de mantener y limpiar.
- Cada panel con bisagras mide: 56"x 27½".

Disponible en color celeste.

Cód.: 4347



## Asiento Rotatorio

- Asiento acojinado forrado con vinilo resistente.
- Liso, impermeable y antibacterial de 38 cm de diámetro.
- Palanca integrada al asiento para subirlo y bajarlo.
- 5 ruedas.

Disponible sin respaldar.

Cód.: 1076



## Mesa de Alimentación Inclinable

- Café oscuro.
- Fabricado de acero esmaltado.
- Superficie de melamina con doble inclinación.
- Altura ajustable.
- Ruedas 2 x 2.15" con frenos en la base.

Cód.: 4348



## Mesa de Alimentación

- Café claro.
- Fabricado de acero esmaltado.
- Superficie de melamina
- Altura ajustable.
- Ruedas 2"x2.15" con frenos en la base.

Disponible en color café

Cód.: 4349



## Grada Hospitalaria Sencilla

- 1 paso.
- Escalera con gomas antideslizante.
- Marco fabricado de aluminio.
- Capacidad de 220 Lbs.

Cód.: 4341



## Grada Hospitalaria Doble

- 2 pasos.
- Escalera con gomas antideslizante.
- Marco fabricado de aluminio.
- Capacidad de 220 Lbs.

Cód.: 4340



## Carro Paro de Emergencia

- Diseñado para almacenar los principales insumos médicos y medicamentos para atender una emergencia.
- Incluye tabla para RCP. Stand para colgar suero y bandeja para desfibrilador y tanque de oxígeno.

Cód.: 1494



## Carro Curación de Acero

- 2 niveles.
- Rieles con frenos.
- Fabricado de acero inoxidable.
- Barandal de varillas redondas.
- Disponible con gaveta y sin gaveta.
- Disponible con/sin bandeja y cubeta de acero.

Cód.: 4343



## Carro Curación de Acero

- 2 niveles.
- Fabricado de acero inoxidable
- Rieles con frenos.
- Estilo sencillo.

Cód.: 4342



## Mesa de Mayo Doble Refuerzo

- Estilo trípode con soporte que provee equilibrio.
- Incluye dos ruedas para mayor movilidad.
- Bandeja removible de acero inoxidable de 19x12 5/8".
- Ajuste de la bandeja de 32 1/8" a 50".

Cód.: 1272



## Mesa de Mayo Sencilla

- Paral sencillo con base en forma de U que provee soporte y versatilidad.
- Bandeja removible de acero inoxidable de 19x 12 5/8".
- Dos ruedas para movilidad.

Cód.: 5103



## Mesa de Mayo con Stand y Ruedas

- Bandeja de acero inoxidable extraíble.
- Mide 19x12 1/2".
- Altura de bandeja se ajusta desde 29 1/2" hasta 47".
- 5 ruedas facilitan su movilidad.

Cód.: 4873



## Lámpara Cuello Cisne Domo

- Modelo de lujo altura graduable telescópicamente.
- Base fundida en aluminio y tapa de lujo.
- Toma corriente para 110 voltios.
- Componente metal cromado.
- Acepta bujía hasta 60W.

También disponible en cónica.

Cód.: 5176

## Bandeja de Mayo

- Materia de acero inoxidable.
- 11x15".

Cód.: 8181



## Caja Metálica con Tapa

- Material de acero inoxidable.

Disponible en:

- 10x12x1 1/4"
- 4x8x1 3/4"
- 6x11.8x2 1/4"

Cód. 10x12x1 1/4": 1535



## Riñonera

- Disponible acero inoxidable y descartable.
- Tamaños 10, 12 y 26 onza.
- Recipiente para transportar muestras.
- Impermeable a la humedad.

Cód. 12 Onza: 1300





## Pato Acero Inoxidable

- Para paciente en casa u hospitales.
- Disponible en: 13-3 / 4"x11-1 / 2x4".

Cód.: 1299



## Yodera

- Acero inoxidable.
- Disponible 4-3 / 8"x2-5 / 8" 14 onza y 3-7 / 16"x2" 6 onza.

Cód.: 1371



## Jarra con Tapa 9 onz

- Material de acero inoxidable.
- Dimensiones: 8x7 cm (3 1/8x 2 3/4")

Cód.: 1377



## Tambor

- Tambor de vestidor.
- Ventilación horizontal.
- Tamaño 15"x12".

Cód.: 8157



## Balde

- Acero inoxidable con ruedas.

Cód.: 1330



## Especulo Vaginal

- Disponible en acero inoxidable y descartable.
- Medidas 3/4x3" SM, 1 1/2x 4 1/2" LG.
- Especulo de graves para LEEP 1 3/8x4 1/2" L.
- Especulo estéril LG, MD, SM.

Cód. Acero inoxidable: 1856



## Especulo Graves para Leep

- Material de acero inoxidable revestimiento de nailon electro azul.
- Con extractor de humos.
- Estéril.

Disponible en:  
SM, MD y LG

Cód.: 8047




## Especulo Desechables

- Material de plástico transparente .
- Estéril.

Disponible en:  
SM, MD y LG

Cód.: 1802



## Hojas de Bisturí

- Material de acero de carbono.
- Empaque estéril individual de aluminio.
- Esterilización por rayos gamma.

Disponible en números:  
10, 11, 12, 15, 21, 23, 24, 25

Cód. Hoja (10): 1217

## Mango Porta Bisturí

- Pieza de metal alargada de 135 mm de largo.

Disponible en:  
Mango #3 para hojas de #10-15  
Mango #4 para hojas de #20-25

Cód. Mango #4: 9086



## Estuche Disección

- Todas las piezas están fabricadas en acero inoxidable.
- 1 Mango de Bisturí No.4 (14cm) 5- 1/2".
- 1 Tijera Quirúrgica, Aguda/Roma, Curva (14cm), 5- 1/2".
- 1 Tijera Quirúrgica, Aguda/Roma, Recta (14cm), 5- 1/2".
- 1 Tijera Mayo de disección, Recta (14cm), 5- 1/2".
- 1 Tijera Mayo de disección, Curva (14cm), 5- 1/2".
- 1 Pinza Mosquito Halstead, Recta 5".
- 1 Pinza de Kelly, Recta (14cm), 5- 1/2".
- 1 Pinza de Kelly, Curva (14cm), 5- 1/2".
- 1 Porta agujas Mayo Hegar, 6", (15.2cm).
- 1 Pinza de disección, estriada sin dientes (14cm), 5- 1/2".
- 1 Pinza quirúrgica, 1x2 con dientes (14cm), 5- 1/2".
- 1 Estilete con ojo de (14cm), 5- 1/2".
- 1 Sonda acanalada, con punta de botón (14cm), 5- 1/2".

También disponible en 14 piezas.

Cód.: 1287



## Tubo Porta Suero

- El poste de acero cromado proporciona resistencia y durabilidad.
- La base compuesta de 4 patas no rompible y las 4 ruedas giratorias con rodamiento.

Disponible en 2 y 4 guías.

Cód.: 4345



## Porta Pinza Forcep con Pinza

- 4.5"x2"

Cód.: 1536



## Martillo Taylor

- Equipo para determinar reflejos musculares.
- 7 1/2" acero inoxidable.
- Mango fabricado en aleación de zinc.
- Longitud de 18,8 cm.

Colores disponibles:



Cód.: 3439



## Pinza Kelly Recta

- Se usa para efectuar hermostasia en diversos procedimientos quirúrgicos.
- Acero inoxidable.
- 5.5" (13.97 cm).

Disponible también en curva.

Cód.: 8103



## Porta Aguja Halsey 5"

- Acero inoxidable.
- Mandibula estirada.

Cód.: 1688



## Tijera Enterotomia 8"

- Acero inoxidable.
- 8" (20.3 cm).

Cód.: 8153



## Tijera Vendaje Tipo Lister

- Hoja de acero inoxidable con mango de plástico.
- 5.5" (13.97 cm).
- 7.5" (19 cm).

Colores disponibles:



Cód. 5.5" Negra: 5060

## Tijera Vendaje Lister

- Acero inoxidable

Disponible en:

- 5.5" (13.97 cm) Satinada.
- 7.5" (19 cm) Satinada.

Cód.: 8155





## Retractor Stainless Steel 7"

- Material de acero inoxidable.
- Tiene un mango redondo junto con puntas de 1 mm / 2 mm.
- La longitud total es de 7".

Cód.: 3222



## Explorador Dental

- No. 23
- Punta curva y afilada.
- Material de acero inoxidable.

Cód.: 8045



## Lámpara Frontal Quirúrgica

- Luz LED fría y brillante.
- Silenciosa y cómoda.
- 25,000 hrs. de vida.
- Temperatura de color 5,250.
- Elimina costos de repuesto de cable y foco.

Cód.: 3608



## Set de Diagnóstico ENT

- Cabezal para otoscopio.
- Cabezal para oftalmoscopio.
- Cámara de otoscopio.
- Especuló nasal expansible.
- Depresor de lengua.
- Soporte con luz para lengua.
- Soporte para baja lengua de madera.
- Pilas tipo C (No incluidas).

Cód.: 6211



## Set Laringoscopio

- Hojas Macintosh/Miller.
- Set con hojas desde 00 hasta 4.
- Mango para hojas.
- Caja firme con cierres.
- Dos bujías de repuesto.

Cód.: 1339

## Hojas de Laringoscopio

- Miller y Macintosh.
- Neonatales, pediátricas y adultos.

Cód. Mac adulto: 3622



## Bujía para Laringoscopio

- 2.5 Voltios.
- Lámpara fibra óptica.
- Disponible en halógena y led.
- Para hojas Macintosh 1,2 / Miller 0,1 (Cód.:1338).
- Para hojas Macintosh 3,4 / Miller 2,3,4 (Cód.: 3629).

Cód.: 1338



## Cortadora de Yeso

- Sierra eléctrica para el uso en ortopedia.
- Usa un sistema de alta velocidad de oscilación de la hoja.
- No corta la piel.

Cód.: 1459





## Grúa Hidráulica

- Provee mayor seguridad al paciente al movilizarlo.
- Reduce la fuerza que hace el cuidador y evita lesiones en su espalda.
- Facilita el aseo diario del enfermo para mantener una mejor higiene.
- Amplitud de carga: 44-183 cm.
- Amplitud de base: 107 cm (Abierto) / 57 cm (cerrada).
- Peso: 72 Lbs.
- Peso máximo soportado: 450 Lbs.

Cód.: 1351



## Grúa Eléctrica

- Cuenta con un conveniente control remoto que facilita el levantar al paciente y le libera una mano del cuidador para que pueda proveer mayor estabilidad y control durante el proceso de ascenso o descenso.
- Incluye barra giratoria de 360 grados con cuatro puntos de apoyo para el arnés lo que ayuda a transportar al paciente en la postura correcta.
- Dimensiones del producto: 122 x 63 x 35.5 cm.
- Peso: 103 Lbs.
- Peso máximo soportado: 400 Lbs.

Cód.: 6689



## Arnés para Grúa

- Conexión de correa de 4 puntos.
- Capacidad de peso de 450 Lbs..
- Se puede utilizar en ambientes húmedos y secos.
- Forro cepillado ayuda a prevenir el deslizamiento y protege la piel.

También disponible en color gris.

Cód.: 6238



## Cinturón de Transferencia Therapilot

- Therapilot es la forma más segura y conveniente para desplazar al paciente entre distancias cortas.
- 6 Resistente agarraderas.
- Doble costura reforzada.
- Ajuste firme y seguro.
- Fácil traslado.

Disponible en: SM, MD, LG

Cód.: 6637



## Dispositivos Respiratorios

**DeVilbiss®**  
HEALTHCARE

### Concentrador De Oxígeno

- Dispositivo médico eléctrico que utiliza tecnología para extraer oxígeno del aire del entorno.
- Los concentradores son generalmente el método eficiente y portátil para suministrar oxigenoterapia.
- Disponible en 5 y 10 Litros.

Cód. 3604



### Accesorios disponibles





## Concentrador de Oxígeno Portátil IG02

- Pesa menos de 5 Lbs con la batería instalada.
- Elección de modos de entrega: tecnología SmartDose o modo estándar.
- El concentrador más sensible cuenta con la capacidad de detectar su respiración a una presión más baja que otros concentradores.
- Recibe el oxígeno que necesitas sin demora.

Cód.: 3640



## Compresor Nebulizador

- Optimiza el uso de la medicina.
- Diseño ligero y fácil de transportar.
- Operación con un solo botón.

Cód.: 4301



## Nebulizador Pediátrico

- Equipo para nebulización con diseños variados, agradables y amistosos para niños.
- Capacidad de medicamento 5ml.
- Rango de flujo 4 a 8 lts. por minuto.
- Tamaño de partículas 0.5 a 5 micras.
- Rango del compresor 30 a 36 PSI.

Cód.Tipo Dinosaurio: 1321





## Nebulizador Mada Hospitalario

- Diseñado para un rendimiento de alta presión continua eficiente.
- Doble acción humidificador y nebulizador.
- Nebulizador deluxe con diluyente de oxígeno.
- Ligero, compacto y fácil de llevar.
- Cuenta con 4 salidas para nebulizar a la misma vez.

Cód.: 1333



## Succionador Clínico de Flema

Portátil

Accesorios disponibles

- Filtro anti bacteriano.
- Fácil de limpiar.
- Fácil de transportar.
- Frasco de recolección con protección.



Cód.: 4852



## Cánula Nasal Para Oxígeno

- Pediátrico y adulto.
- PVC no tóxico libre de látex.
- Tubo de 7 pies flexible y resistente a quiebres.
- Sujeción por sobre las orejas.

Cód. Adulto: 1412



## Mascarilla Kit para Nebulizar

- Adulto/Pediátrico.
- Libre de látex.
- Anatómicamente diseñada para usarse con comodidad.
- Conector estándar.
- Correa elástica para mayor confort.

Cód.: 3404

# Nebulizador Portátil de Malla

• Utiliza una malla que vibra a alta frecuencia para convertir el líquido en aerosol. Este mecanismo permite que este tipo de nebulizador sea muy compacto y silencioso.

✓ **Portátil**    ✓ **Silencioso**    ✓ **Eficaz**

✓ **Pequeño y poderoso**



Cód. 4300

# Medimax®



▶ VER VIDEO AQUI

# Sistemas CPAP y BPAP

## IntelliPAP® Autoajustables

¡Elimina los **RONQUIDOS**  
**HOY** mismo!

- Para tratar apnea del sueño (CPAP) y la insuficiencia o dificultades respiratorias (BPAP).
- Cuenta con humidificador / calentador.
- Configuraciones de retardo de rampa de 0 a 45 min.
- Silencioso a bajo de 26 dB.
- Cuenta con encendido / apagado automático.
- Pantalla LCD retroiluminada y menú fácil de usar.
- Fácil configuración según la receta médica.
- Cuenta con un algoritmo autoajustable que detecta eventos en tiempo real, la tasa de fuga y los parámetros de respiración del paciente.



**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

Accesorios disponibles por aparte



Mascarilla  
Nasobucal



Mascarilla  
Nasal



Adaptador línea  
presión oxígeno CPAP



Tubo para  
oxígeno



Tubo oxígeno  
para CPAP

**¡Pregunte a nuestros ejecutivos como agregar oxígeno a su tratamiento!**



## Mascarilla oxígeno

- Mascara transparente anatómicamente diseñada.
- Fabricada en PVC.
- Correa elástica ajustable sobre las orejas.
- Tubo con seguro resistente que previene fugas de oxígeno.
- Uso individual.
- No esterilizar.

Disponible con bolsa de reservorio.

Cód. Adulto: 3463



## Mascarilla de Anestesia

- Mascarilla facial neonatal, pediátrica y adulto.
- Diseñada anatómicamente para ser utilizada en el servicio de anestesia.
- Libre de látex.
- Disponible desde la talla 2 hasta la talla 5.

Cód. Adulto: 3436



## Inspirómetro Voldyne 500

- Espirómetro incentivador de volumen con boquilla y tubo.
- Diseño compacto y económico, con mango incorporado.
- Sin látex.
- Pantalla de filtro de partículas en boquilla.

Cód.: 2701



## Ejercitador Pulmonar

- Tiene tres cámaras con sus propias pelotas que requieren una presión de 600-1200 c.c.p. por segundo.
- Las 3 esferas ayudan al paciente a medir su progreso.
- De tamaño pequeño y transportable.
- Permite una fácil limpieza para mantener la higiene.

Cód.: 2703



Aerochamber

- Espaciador ideal para inhaloterapia que permite disminuir la presión de impacto del aerosol en cavidad bucal y faríngea, permitiendo la dispersión de partículas a tamaño mínimo.
- Disponible en pediátrico, joven y adulto.

Cód.: 1078



Sistema Nasal CPAP System

- El sistema de cánula Hudson RCI esta diseñado para reducir el trauma asociado con la entrega de CPAP nasal infantil.
- Las puntas suaves y anatómicamente curvadas mejoran el ajuste.
- El ajuste Luer en el conector respiratorio permite controlar la presión de la vía aérea proximal.

Disponible en:

| REF  | Rango de peso | Tamaño de cánula | French |
|------|---------------|------------------|--------|
| 1683 | > 700 g       | No. 0            | 10 Fr  |
| 1685 | 700 - 1250 g  | No. 1            | 12 Fr  |
| 1686 | 1250 - 2000 g | No. 2            | 13 Fr  |
| 1687 | 2000 - 3000 g | No. 3            | 15 Fr  |
| 1688 | > 3000 g      | No. 4            | 16 Fr  |
| 1689 | 1 - 2 Años    | No. 5            | 20 Fr  |

Cód. Neonato 2: 4844



Frasco para Succionador

- Disponible en 800cc y 1000cc.
- Con protección de rebosamiento.
- Plástico.
- Desechable.
- Para tubo de 10 plgs.
- Conector de codos.
- Filtro hidrofóbico.

Cód. Adulto 800cc: 5102



Frasco Humidificador para Oxígeno

- Capacidad 500ml.
- Alta durabilidad.
- Incluye indicadores de máximo y mínimo de agua.
- Tapa con rosca para conectar el flujómetro.

Disponible en: 4 PSI y 6 PSI.

Cód.: 1902



**Electrocauterización**



## **Electrocauterio Portátil de Alta Temperatura**

• El kit de cauterización de alta temperatura Bovie incluye: un mango reusable, dos puntas finas y dos puntas anchas; utiliza baterías AA.

Accesorios disponibles:

**Cód. 1316**



**Punta larga fina 5"**  
Disponible en punta gruesa.



**Punta corta fina**  
Disponible en punta corta gruesa.



**VER VIDEO AQUI**

**Bovie**



## Electrocauterio de Alta Frecuencia DERM 102

- Fácil de usar y listo para usarse con su ROI.
- Potencia ajustable de 0.1 a 10 watts.
- El lápiz de tres botones funciona con o sin pedal.
- Control completo de potencia ascendente y descendente.
- Pantalla grande que permite ver al usuario el rango de watts.

Cód.: 1624



## Electrocauterio de Alta Frecuencia DERM 942

- Fácil de usar.
- Potencia ajustable de 0.1 a 40 watts.
- Mayor resolución en modo bipolar.
- El lápiz de tres botones funciona con o sin pedal.
- Control completo de potencia ascendente y descendente.
- Pantalla grande que permite ver al usuario el rango de watts.

Cód.: 1623



## Electrocauterio de Alta Frecuencia Bantam PRO A952

- Diseñado para ser el generador más confiable y duradero.
- La vida de la unidad se prolonga gracias a lo último en tecnología de chips.
- Desecador de alta frecuencia con capacidad de corte.
- Proporciona un generador 2 en 1, sistema que ofrece 50 watts de potencia de corte y capacidad de coagulación.
- No se necesita una conexión a tierra cuando está en modo de desecación.
- El lápiz de tres botones permite al cirujano ajustar el potencia de salida hacia arriba y hacia abajo, así como activar la unidad, incluso con el control de pie modo.

Cód.: 1625

## Freezpoint Crioquirúrgico

- Es un dispositivo más seguro, más fácil y más frío que ofrece una opción crioquirúrgica mejorada y de bajo costo por procedimiento.
- El diseño de punta delgada ayuda a una visualización clara de la lesión para la administración precisa de  $-89^{\circ}\text{C}$ , terapia de óxido nítrico.

Cód.: 1622



## Electrodos de Aguja

Todos los electrodos utilizan el eje estándar de acero inoxidable de 3/32" (2,3 mm), cuentan con aislantes de agarre de seguridad que combinan la seguridad del paciente y del usuario con una fácil inserción y extracción del lápiz quirúrgico. / Productos estériles.

95



### Punta Dérmica

Roma Derm-Elite

Cód.: 1621



### Tipo Cuchilla

También disponible extendida.

Cód.: 1649



### Punta Aguja Estándar

Extendida

Cód.: 1617




### Punta de Bola 5/32"

También disponible en 3/16"

Cód.: 1632

## Asas Térmicas

Todos los electrodos Bovie LLETZ Loop y Square cuentan con alambre de tungsteno para una forma e integridad superior durante todo el procedimiento de escisión. Utilizan un eje estándar de 3/32" (2,3 mm). / Productos estériles.



### Asa Térmica

Desechable - 15x15 cm

Cód.: 1633



### Asa Térmica

Reusable - 15x15 cm

Cód.: 1634

## Forceps Bipolares



### Cable Reusable

Para forceps o pinza bipolar.  
Cód.: 1640



### 4.5" Curvo

Micro 0.5 mm  
Cód.: 1644



### 4.75" Recto

Mediano 2.0 mm  
Cód.: 1645



### 8" Bayoneta

Mediana 2.0 mm  
Cód.: 1646

## Placas de Retorno



### Placa de Retorno

Solido / Disponible sin cable.  
Cód.: 1636



### Placa de Retorno

Dividido / Disponible sin cable.  
Cód.: 1637



### Placa de Retorno

Reusable  
Cód.: 1639



### Lápices Reusables

Disponibles también desechables.

Cód.: 1626



### Cable Reusable

Para electrodo de retorno y neutro.

Cód.: 1643



### Cable p/Electrodo

Para electrodos de retorno - A942.

Cód.: 1641



### Lámpara Woods

Bovie.

Cód.: 1650



### Bombillo repuesto

Para lámpara Woods Bovie.

Cód.: 1638



### DermaScout II

Para visualización de lesiones dérmicas - Cód.: 1651



### Smoke Shark™ II

- Fácil de usar.
- Evacuación de humo silenciosa y eficaz.
- Filtro de 35 horas de larga duración.
- Bajo costo por procedimiento.
- Excelente captura de partículas.



Las medias de compresión generan presión gradual en las piernas tanto cuando están en movimiento como en reposo.

## Tipos de medias



Medias  
**Rodilleras**



Medias  
**Muslo**



Medias  
**Panty**

## Tipos de compresión

Leve profiláctica  
8-15 mmHg

Moderada  
15-20 mmHg

Fuerte  
20-30 mmHg

Extra fuerte  
30-40 mmHg

## Tipos de punta



Punta  
**Abierta**



Punta  
**Cerrada**

Para prevenir insuficiencia venosa y la consecuente aparición de varices.

En las piernas, facilitan el bombeo de sangre en dirección ascendente.

Lt Nude



Nude



Lt Beige



Beige



Negro



Blanco



# ZEROVARIZ



Generan una sensación de confort y descanso

**Indicado en:**

- ✓ Dolor
- ✓ Cansancio
- ✓ Calambres



**CALCETÍN  
DE COMPRESIÓN**  
PARA CABALLERO

8-15, 15-20, 20-30, 30-40 mmHg



VER VÍDEO AQUÍ

¡Llegamos a toda  
**NICARAGUA!**



#### LINDA VISTA



📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts al sur.

📞 +505 8100 1523

#### VILLA FONTANA



📍 Semáforos Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

📞 +505 7867 7582

¿Desea ser Distribuidor Autorizado de Medimax S.A.?

Contáctenos a:

✉ [ventas@medimax.com.ni](mailto:ventas@medimax.com.ni)