



TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA

Es ideal para las personas que se controlan con frecuencia la presión arterial. El monitor es compacto y fácil de usar en el hogar y el trabajo, y es portátil para viajar.

Este equipo utiliza el método oscilométrico de medición de la presión arterial. Este consiste en que el monitor detecta el movimiento de la sangre a través de su arteria braquial y convierte los movimientos en una lectura digital.

ESPECIFICACIONES

Marca: Medimax®
 Batería: 4 x AAA
 Presión extrema: 300 mmHg
 Brazaletes: 12.5 - 20.5 cm
 Memoria: 90 mediciones para 2 usuarios (90 c/u)
 Dimensiones: 96x92x90 mm

CARACTERÍSTICAS

- Almacena 90 lecturas para dos usuarios
- Promedio de las últimas 3 lecturas
- Hora y fecha
- Rango de brazaletes 12.5-20.5 cm
- Apagado automático
- Indicador de ritmo cardíaco irregular



Indicador OMS



Indicador ritmo
cardíaco irregular

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582