



## SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA 14"

ALTA CUADRAPLÉJICA CON CINTURON

Silla Neurológica Pediátrica, con cinturón para asegurar la posición del usuario. Posee un reposa cabeza especial, además de inclinación hidráulica para obtener un descanso seguro.

La silla cuenta con capacidad de hasta 250 libras.

Medimax®

### CARACTERÍSTICAS

- Marco de acero inoxidable.
- Altura de cabecera ajustable.
- Sistema de inclinación hidráulica ajustable hasta 45°.
- Ruedas delanteras de 8".
- Apoyabrazos estilo "T" ajustables en altura y extraíbles.
- Reposapiés duraderos y ligeros.
- Con cinturones de seguridad.

### ESPECIFICACIONES

Altura:	40" - 46"
Altura de la espalda:	16"
Ancho de asiento:	16"
Altura del asiento al piso:	17"
Capacidad de peso:	250 Lb



### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582