



TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO XL

Este dispositivo adopta la tecnología oscilométrica de medición arterial de la presión arterial y pulso. El brazalete está alrededor del brazo y automáticamente es inflado por la bomba de aire.

El sensor del dispositivo atrapa una débil fluctuación de la presión en el brazalete por extensión y contracción de la arteria del brazo en respuesta a cada latido.

La amplitud de las ondas de la presión se mide, convertidos en milímetros de mercurio, y se muestra por valor digital.

ESPECIFICACIONES

Marca: Medimax®
Adaptador: Micro USB DC5V/0.5-1A (No incluido)
Batería: 4 x AAA 1.5V
Presión extrema: 300 mmHg
Brazalete: 32-42 cm
Memoria: 90 mediciones para 2 usuarios (90 c/u)
Dimensiones: 127x100x77 mm

CARACTERÍSTICAS

- Indicador de batería baja.
- Valor promedio de las últimas 3 lecturas.
- Detector de latidos irregulares (IBH).
- Brazalete de 32 - 42 cm.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582