



TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA PREMIUM

Es ideal para las personas que se controlan con frecuencia la presión arterial. El monitor es compacto y fácil de usar en el hogar, el trabajo y es completamente portátil.

Este equipo utiliza el método oscilométrico de medición de la presión arterial. Este consiste en que el monitor detecta el movimiento de la sangre a través de su arteria braquial y convierte los movimientos en una lectura digital.

ESPECIFICACIONES

Marca: Citizen®
 Batería: 2 x AAA
 Presión extrema: 280 mmHg
 Brazaletes: 13.5 - 21.5 cm
 Memoria: 90 mediciones
 Dimensiones: 69x70x15 mm

CARACTERÍSTICAS

- Almacena 90 lecturas
- Promedio de las últimas 3 lecturas
- Hora y fecha
- Rango de brazaletes 13.5 - 21.5 cm
- Indicador de ritmo cardíaco irregular
- Indicador de movimiento corporal.
- Diseño compacto ultradelgado.



Indicador ritmo
cardíaco irregular

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582