



TENSIÓMETRO DIGITAL

DE MUÑECA CITIZEN

Mide la tensión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardiaca en la muñeca mediante un método de medidas oscilométricas. El dispositivo está destinado para uso en el hogar y recomendado para su uso por los adultos mayores de 18 años con circunferencia de la muñeca entre 13.5 - 19.5 cm.

ESPECIFICACIONES

Marca: Citizen®
 Batería: 2 x AAA
 Presión extrema: 300 mmHg
 Brazaletes: 13.5 - 19.5 cm
 Memoria: 99 mediciones
 Dimensiones: 72x72x29.5 mm

CARACTERÍSTICAS

Almacena 99 lecturas.
 Promedio de las últimas 3 lecturas.
 Hora y fecha.
 Rango de brazaletes: 13.5 - 19.5 cm.



BOTONES
GRANDES



GRAN PANTALLA
LCD

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582