



## TENSIÓMETRO DIGITAL

DE BRAZO PREMIUM CITIZEN

Es el dispositivo de medición de presión arterial más novedoso de la línea CITIZEN, cuenta con indicador de clasificación de hipertensión que muestra en que escala se encuentran los valores de cada toma según la OMS. Posee otras características como detector de movimiento, detector de arritmia y pulsaciones. Un equipo que le brindará datos más allá que solo su presión arterial.

### ESPECIFICACIONES

Marca: Citizen®  
 Batería: 4 x AA  
 Presión extrema: 280 mmHg  
 Brazaletes: 22 - 32 cm  
 Memoria: 90 mediciones  
 Dimensiones: 69x70x15 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Almacena 90 lecturas
- Promedio de las últimas 3 lecturas
- Hora y fecha
- Rango de brazaletes 22 - 32 cm
- Indicador de ritmo cardíaco irregular
- Indicador de movimiento corporal.
- Indicador de la hipertensión.
- Exhibición grande de resultados en pantalla LCD.
- Portador de brazaletes



#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582