

## COLCHÓN

### ANTIESCARA CON MOTOR



El sistema de almohadilla y bomba de presión alterna Med Aire con baja pérdida de aire de Drive Medical proporciona presión alterna y está diseñado para ser utilizado en la prevención, el tratamiento y el manejo de las úlceras por presión. La almohadilla de burbujas proporciona un tratamiento terapéutico superior alternando cuáles de las 130 células de burbujas individuales se inflan o desinflan cada 5 minutos, sin ejercer nunca demasiada presión sobre el área afectada. La bomba de 4 LPM (litros por minuto) produce un flujo de aire y una presión constantes y su tecnología silenciosa infla y desinfla alternativamente las celdas de aire de las almohadillas.

#### CARACTERÍSTICAS

- 130 células de burbujas individuales para brindar máxima comodidad y eficacia.
- Bomba silenciosa que infla y desinfla alternadamente las células de aire.
- La bomba de 4 lpm (litros por minuto) genera un flujo de aire y una presión uniformes durante un ciclo de 5 minutos.
- La configuración de la presión variable en la bomba de lujo permite ajustar la comodidad para obtener máximos resultados.
- La almohadilla de burbujas fabricada con vinilo de primera calidad, de gran espesor y de larga duración ofrece un tratamiento terapéutico superior.
- Soporte incorporado para colocarla fácilmente en la cama.
- Disponible con la bomba de presión variable o la bomba de presión fija.

#### ESPECIFICACIONES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Capacidad de peso              | 136 kg (300 lb)  |
| Flujo de aire de la bomba      | 4 lpm  |
| Duración del ciclo de la bomba | 5 minutos  |
| Tipo de bomba                  | Compresor  |
| Dimensiones                    | 198 cm de largo x 91,4 cm de ancho x 6,3 cm de alto (78" x 36" x 2.5") |

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582