




TERMÓMETRO INFRARROJO

Termómetro de rápida medición, menor o igual a 1 segundo, fácil de operar con un botón y pantalla iluminada, la cual se apaga automáticamente después de 1 minuto. Cuenta con señal audible de encendido y apagado, acabado de medición y advertencia de bajo voltaje.

Posee una larga vida de uso de más de 2500 veces, así como función de memoria para registrar las últimas 10 mediciones.

Equipo de medición sin contacto aplicable a todas las edades.



ESPECIFICACIONES

Temperatura:	10 ° C ~ 40 ° C
Humedad:	≤ 85% RH
Rango de visualización:	32.0 ° C ~ 42.9 ° C
Precisión:	± 0.3 ° C (32.0 ° C ~ 42.9 ° C)
Consumo de energía:	≤ 30mW
Peso neto:	36g
Unidad de temperatura:	°C, °F
1 Batería CR2032 (Incluida)	
Dimensiones:	105mm x 35mm x 35mm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582