



TENSIÓMETRO

NEONATAL / PEDIÁTRICO

Tensiómetro anerode dirigido especialmente para bebés o infantes por la disposición del tamaño de los brazaletes. Cuenta con dos brazaletes, para aplicación neonatal y pediátrica.


Para uso clínico o de estudiantes.

CARACTERÍSTICAS

- Brazaletes de algodón con ajuste de velcro
- Cámara neonatal en PVC de dos vías
- Cámara pediátrica en PVC de dos vías
- Rango de brazaletes neonatal 13-19 cm
- Rango de brazaletes pediátrico 18.4-26.7 cm
- Válvula PVC con rosca para liberación de aire
- Manómetro de precisión en aleación de aluminio

INCLUYE

- Manómetro
- Bomba
- Válvula
- Brazaletes neonatal
- Brazaletes pediátrico
- Estuche de almacenamiento con cremallera



► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582