



## TERMÓMETRO

### DIGITAL

Este dispositivo electrónico sirve para medir la temperatura corporal y detectar si una persona tiene fiebre.

El termómetro digital utiliza circuitos electrónicos que convierten las variaciones de tensión en cifras que aparecen en un visualizador. Este funciona gracias a un termistor que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura.

### CARACTERÍSTICAS

- Medición en °C y °F
- Termómetro de punta lavable
- Memoria (última toma de temperatura)
- Zumbador de aviso
- Pantalla de 3 dígitos
- Apagado automático



#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582