

## TERMÓMETRO DIGITAL CITIZEN

LAVABLE & ANTIBACTERIAL



Digital de diseño ligero y compacto para uso axilar o sublingual, simple de usar y fácil de transportar.

Lavable, antibacterial y libre de mercurio, es ideal para uso en el hogar o viajes, diseño compacto y ligero. Indicador de fiebre y de toma de temperatura mediante un zumbido.

### CARACTERÍSTICAS

- Conmutación ° C / ° F.
- Uso de propósito general.
- Completamente lavable.
- Recuperación automática de la memoria de la última lectura.
- Aviso de timbre.
- Marca de batería baja y de memoria.
- Pantalla de 3 dígitos.
- Apagado automático.
- Termómetro antibacteriano.

### ESPECIFICACIONES

Rango de medición:	32,0 ° C ~ 42,9 ° C (90,0 ° F ~ 109,9 ° F)
Tipo de medición:	Digital
Batería:	DC1.5V (micro batería alcalina: LR41x1)
Duración de batería:	Aprox. 2 años si se usa 10 min. al día
Dimensiones:	Aprox. A19 × L126.7 × D11.2 mm



### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582