

COJÍN THERAPRESSURE



El cojín Therapressure provee una redistribución óptima de la carga y reduce el riesgo de aparición de úlceras causadas por la presión, siendo hasta 10 veces más efectivo que los cojines tradicionales de espuma.

CARACTERÍSTICAS

- Provee una redistribución óptima de la carga y reduce el riesgo de aparición de úlceras.
- Ofrece un soporte postural para un mejor posicionamiento del usuario.
- La elevada elasticidad de Theragel le permite estirarse hasta 20 veces su tamaño.
- Vuelve íntegramente a su forma original.
- Es hasta 10 veces más efectivo que los cojines tradicionales de espuma.
- Resistente al agua para una fácil higienización.
- Base antideslizante que ofrece una superficie de contacto estable.

ESPECIFICACIONES


| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Descripción: | Cojín |
| Nombre: | Therapressure |
| Color: | Negro |
| Peso del producto: | 1.75 Kg |
| Peso máximo soportado: | 180 Kg |
| Dimensiones del producto: | 46 x 41 x 5.5 cm |
| Material de relleno: | 40% gel + 60% espuma de PU |
| Material de la cubierta: | 60% poliéster + 40% spandex |



DISEÑO
ERGONÓMICO



TECNOLOGÍA
THERAGEL Y
THERAULTRA



CIRCULACIÓN
DE AIRE

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582