


## COJÍN AIRGEL

El cojín de gel Airgel ofrece la más avanzada tecnología en confort permitiendo al usuario mayor comodidad



### CARACTERÍSTICAS


- El revolucionario diseño en forma de colmena balancea equitativamente el peso del cuerpo.
- Es perfecto para ser usado en sillas de rueda, camiones y carros o hasta para ser llevado a eventos y salir de viaje.
- Ofrece la más avanzada tecnología en confort.
- En conjunto con el gel encapsulado, dispersa el calor del cuerpo.
- Aleja la humedad de la piel, conservando una temperatura agradable.
- El revolucionario diseño en forma de colmena, balancea equitativamente el peso del cuerpo.
- Cubierta transpirable.
- Fácilmente transportable.

### ESPECIFICACIONES

Descripción:	Cojín
Nombre:	Airgel
Color:	Negro
Peso del producto:	1.14 Kg
Peso máximo soportado:	150 Kg
Dimensiones del producto:	42 x 40 x 4 cm
Material de relleno:	Gel, TPE Esponja, PU
Material de la cubierta:	100% Poliéster.
Parte inferior:	Puntos antideslizantes PVC.



FÁCIL  
TRANSPORTE



GEL  
ENCAPSULADO



CUBIERTA  
TRANSPIRABLE

### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582