

## ALMOHADA THERAZONA

AZUL



Prevenir lesiones como úlceras por presión o escaras, es muy importante durante la estadía en cama de pacientes en reposo prolongado. El colchón antiescaras Therazona, gracias a su composición de espuma de alta densidad, brinda soporte en 5 zonas del cuerpo disminuyendo la presión y la fricción.

### CARACTERÍSTICAS

- Prevención de escaras, funda 100% Impermeable y lavable.
- Peso equilibrado con soporte en 5 zonas del cuerpo.
- Adaptabilidad a cualquier cama reclinable gracias a su estructura acanalada.
- Estabilidad durante la recuperación por su base antideslizante.

### ESPECIFICACIONES

Descripción:	Colchon
Nombre:	Therazona
Color:	Azul
Peso del producto:	6.8 kg.
Capacidad de peso:	102 kg.
Material de relleno:	Espuma de poliuretano de alta densidad
Material de la cubierta:	100% poliéster con base antideslizante.
Dimensiones:	36x36x94 cm

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582