

## COLCHÓN THERAFOAM

### ANTIESCARAS



De característica suave y firme, el colchón antiescaras Therafoam está compuesto por dos capas de espuma de máxima calidad.



Su funda es sencilla de limpiar y permite el aseo diario del paciente sin comprometer la estructura del colchón.

#### CARACTERÍSTICAS

- Se adapta perfectamente a las camas plegables
- Doble estructura de canales arriba y abajo de Therafoam, que permiten que el colchón se pliegue y adapte a la cama otorgando un gran soporte para su espalda, logrando una postura cómoda y confortable durante su recuperación
- Fusión de dos espumas: Una viscoelástica que lo vuelve completamente adaptable al cuerpo y una capa de espuma de alta densidad que brinda la amortiguación ideal distribuyendo el peso de forma equitativa
- Cubierta hipoalérgica impermeable y muy sencilla de quitar

#### ESPECIFICACIONES

Descripción:	Colchón
Nombre:	Therafoam
Color:	Azul
Peso del producto:	10 kg.
Capacidad de peso:	90 kg.
Espuma superior:	45D Espuma Viscoelástica
Espuma base:	26D Espuma de alta densidad.
Material de cubierta:	50% poliuretano en la parte superior y 50% PVC en la parte inferior.
Dimensiones:	90x200x15 cm



#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582