


COLCHÓN THERATRIO

ANTIESCARAS



El colchón TheraTrio les brinda una protección integral contra todos los padecimientos a los que se enfrenta durante su recuperación.


TheraTrio es 100% impermeable, soporta hasta 158kg, disipa el calor, cuenta con funda extraíble y lavable, es plegable y posee tres capas de espuma que lo convierten en la opción perfecta para la internación domiciliaria.

CARACTERÍSTICAS

- Se adapta perfectamente a las camas plegables
- Diseñado para proteger al enfermo con su estructura de triple capa de espuma
- Posee partículas de gel que liberan el calor del cuerpo para una sensación más fresca
- Estructura acanalada que ofrece soporte zonificado y convierte al colchón en reclinable para la comodidad del paciente
- Funda impermeable y extraíble

ESPECIFICACIONES

Descripción:	Colchon
Nombre:	Theratrio
Color:	Azul
Peso del producto:	11.5 kg.
Capacidad de peso:	158 kg.
Dimensiones:	36x36x94 cm
Espuma superior:	Espuma viscoelástica con gel incrustado (Viscogel) de 1.4 kg de densidad
Espuma media:	Espuma de confort regular de estructura acanalada de 0.74 kg de densidad
Espuma base:	Espuma de alta densidad de 0.74 kg.
Cubierta:	50% poliuretano en la parte superior y 50% PVC en la parte inferior.



► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582