

## ALMOHADA THERAMULTI



La Almohada Theramulti está diseñada para distribuir el peso en múltiples zonas del cuerpo y eliminar los puntos de presión. Brinda un mejor descanso y confort a los pacientes con poca o ninguna movilidad.

### CARACTERÍSTICAS

- La Almohada Theramulti ofrece un soporte multifuncional para el usuario, pudiendo brindar un buen descanso en varias posiciones.
- Alivia los puntos de presión en las caderas, zonas cervicales, las rodillas, los talones, el coxis y otras zonas con prominencias óseas.
- Absorbe y expulsa la presión, volviendo a su forma original inmediatamente después de usarse.
- Su microsistema de control de humedad y temperatura, ayuda a mantener la frescura en el descanso.
- Es fácil de limpiar con toallas desinfectantes o cualquier paño húmedo.

### ESPECIFICACIONES


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Descripción:              | Almohada                                       |
| Nombre:                   | Theramulti                                     |
| Color:                    | Azul y negro                                   |
| Peso del producto:        | 0.94 Kg  |
| Dimensiones del producto: | 64 x 50 cm                                     |
| Material de relleno:      | Bolas de fibra 850g                            |
| Material de la cubierta:  | Revestimiento tejido de PVC de 330 g (Tela 130 |
|                           | gsm + revestimiento 200                        |
|                           | gsm)   |



ANATÓMICAMENTE  
ADAPTABLE



FUNDA  
IMPERMEABLE  
HIPOALERGÉNICA



SUPERFICIE  
FRESCA

### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582