



NEBULIZADOR SIERRA NEB

Roscoe

El sistema nebulizador Roscoe SierraNeb ofrece un rendimiento superior a un precio asequible. La operación simplista con un solo botón y el diseño liviano ultracompacto lo hacen extremadamente portátil y amigable para el paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Operación con un solo botón.
- Potente bomba de pistón es eficiente, confiable y silenciosa
- El diseño ultracompacto lo hace extremadamente portátil.
- Produce un tamaño de partícula de menos de 5 micrones.

ESPECIFICACIONES

Requisito eléctrico:	120VCA 60Hz
Flujo de filtros:	8 lpm
Presión máxima:	45 PSI
Método de nebulización:	Compresor de pistón
Presión operacional:	12 PSI
Tamaño de partícula:	0,5 μm a 10 μm
Peso:	2.65 Lbs.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582