



## NEBULIZADOR

### POWER NEB ULTRA

Un nebulizador con ventajas muy competitivos al poseer uno de los compresores más pequeños con tan solo 3.2 libras, con soporte de kit de nebulizar incorporado para uso con manos libres.

#### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de kit de neb integrado para uso con manos libres.
- Ofrece un tamaño de partícula uniforme de <5 micrones y tiempos de tratamiento rápidos.
- La potente bomba de pistón es eficiente, confiable y silenciosa

#### ESPECIFICACIONES

Requisito electrico:	115VCA 60Hz
Flujo de filtros:	8 lpm
Presión máxima:	30 PSI
Metodo de nebulización:	Compresor de pistón
Presión operacional:	10 PSI
Tamaño de partícula:	0,5 $\mu\text{m}$ a 5 $\mu\text{m}$
Peso:	3.2 Lbs.
Dimensiones:	6.3"x3.0"x5.3"

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582