



COMPRESOR NEBULIZADOR MADA HOSPITALARIO DE 4 SALIDAS

Compresor de pistón diseñado para un rendimiento eficiente de alta presión continua.

La unidad funciona de manera silenciosa y efectiva debido al diseño único, fácil de limpiar y de muy bajo mantenimiento.

Esta diseñado para usarse como sistema de nebulizador de mano, humidificador, nebulizador de doble acción, de uso pediátrico como también de adultos a nivel hospitalario.

*** Mascarillas disponibles por aparte ***

CARACTERÍSTICAS

- Nebulizador climatizador.
- Pediátrico / Adulto.
- Compresor de pistón de alto rendimiento.
- Nebulizador deluxe con diluyente de oxígeno.
- Ligero y compacto, ¡fácil de llevar!
- Grado hospitalario con enchufe polarizado.
- Capa de pintura acrílica, impermeabilizante contra corrosión.
- Incluye manual de usuario.
- Libre de aceite.
- Micro-nebulizador.
- Nebulización con partículas de aproximadamente 5 micrones.

ESPECIFICACIONES

Capacidad:	2000 ml
Peso:	16.3 Libras (7,4 Kg)
Dimensiones:	10.4"x5.9"x9.3"
Rango de temperatura:	50 ° F ~ 104 ° F (10-40 ° C).
Sonido:	< 60dB @ 1m.
Salida:	32 LPM a 15 PSI.
Conexión de salida:	9/16 "—18 UNF (DISS).
Tipo de filtro de admisión:	Fibra
Modelo:	180
Voltaje:	115v ~ 60Hz.
Circuito / disyuntor:	5A 125 / 250VAC.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582