



CINTA GLUCÓSA

PRODIGY

Cintas Prodigy® sin codificación trabaja con el Prodigy AutoCode®, Pocket®, y Voz® metros. La tecnología de 3 derivaciones permite que los medidores realicen pruebas solo cuando haya suficiente sangre en la cinta reactiva, lo que ahorra dinero y cintas reactivas al usuario.

La acción capilar extrae automáticamente la muestra de sangre hacia la cinta reactiva.

Nuestra tecnología de glucosa oxidasa permite obtener resultados más seguros y precisos.

CARACTERÍSTICAS

- No se requiere codificación
- Funciona con todos los medidores Prodigy
- Aprobado para pruebas en sitios alternativos (AST)
- ¡La acción capilar facilita las pruebas!

ESPECIFICACIONES

Marca:	Prodigy®
Cantidad:	50 pcs

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582