



NEBULIZADOR PINGÜINO PEDIÁTRICO

Diseñado para reducir la ansiedad durante los tratamientos, el nebulizador pingüino, apto para niños, proporciona tratamientos efectivos con un compresor de pistón de última generación.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño amigable para los niños para fomentar el cumplimiento de la terapia.
- Filtro fácil de reemplazar.
- La potente bomba de pistón es eficiente, confiable y silenciosa.

ESPECIFICACIONES

Requisito eléctrico:	120VCA 60Hz
Flujo de filtros:	8 lpm
Presión máxima:	30 PSI
Método de nebulización:	Compresor de pistón
Presión operacional:	13 PSI
Tamaño de partícula:	0,5 μm a 10 μm
Peso:	3.52 Lbs.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582