

NEBULIZADOR CAMIÓN BOMBERO PEDIÁTRICO



Diseñado para reducir la ansiedad durante los tratamientos, el nebulizador camión de bombero, apto para niños, proporciona tratamientos efectivos con un compresor de pistón de última generación.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño amigable para los niños para fomentar el cumplimiento de la terapia.
- Filtro fácil de reemplazar.
- La potente bomba de pistón es eficiente, confiable y silenciosa.

ESPECIFICACIONES

Requisito eléctrico:	120VCA 60Hz
Flujo de filtros:	8 lpm
Presión máxima:	36 PSI
Método de nebulización:	Compresor de pistón
Presión operacional:	16 PSI
Tamaño de partícula:	0,5 μm a 10 μm
Peso:	4.3 Lbs.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582