



NEBULIZADOR PACIFICA

DRIVE

La Aerosol-terapia con nebulizador representa una de las modalidades terapéuticas más importantes para curar muchas de las enfermedades del aparato respiratorio.

El nebulizador Drive Pacifica cuenta con un potente compresor que provee altos flujos de litros en cortos períodos de tratamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Operación con un solo botón.
- Potente bomba de pistón es eficiente, confiable y silenciosa
- El diseño ultracompacto lo hace extremadamente portátil.
- Produce un tamaño de partícula de menos de 5 micrones.

ESPECIFICACIONES

Requisito eléctrico:	115VCA 60Hz
Flujo de filtros:	8 lpm
Presión máxima:	35 PSI
Método de nebulización:	Compresor de pistón
Presión operacional:	10 PSI
Tamaño de partícula:	0,5 μm a 10 μm
Peso:	4.1 Lbs.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582