



CONCENTRADOR DE OXÍGENO 5 LTS DEVILBISS

Este concentrador de oxígeno robusto ofrece el equilibrio justo entre frío y silencio. El diseño simplificado del gabinete de dos piezas permite una mejora típica de la calidad del sonido del 15% y un proceso de enfriamiento mejorado.

Junto con la tecnología probada y exclusiva de reducción de volumen DeVilbiss, estas mejoras minimizan el desgaste de los componentes internos y aumentan la vida útil de la unidad. De hecho, las estadísticas de producción recientes muestran una tasa de devolución de garantía inferior al 3%

CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto para mayor durabilidad.
- Fácil de montar / desmontar.
- El filtro presenta una parte posterior translúcida que permite al técnico determinar rápidamente si el filtro está sucio.
- Las alarmas no requieren baterías.
- Medidor de flujo compensado por presión.
- Sistema eléctrico de levantamiento por control remoto.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Requisito eléctrico: | 230 V, 50 Hz, 3,2 A |
| Tasa de flujos: | 0,5 a 5 l / min |
| Concentración de oxígeno: | a 0,5 - 5 l / min 93% ± 3% |
| Consumo de energía: | aprox. 312 vatios a 5 l / min |
| Peso: | 16.3 kg |
| Dimensiones: | 62,2x34,2x30,4 cm |



► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582