



## CONCENTRADOR DE OXÍGENO

Phillips Respironics / 5 Lts.

EverFlo, el concentrador de oxígeno más pequeño y ligero de Respironics, está causando una gran impresión a los profesionales sanitarios y a los pacientes.

Su diseño ergonómico y de líneas elegantes hace que EverFlo sea más fácil de guardar, mover y transportar que los concentradores convencionales.

Además, es uno de los dispositivos menos ruidosos y que menos energía consumen de los existentes hoy en día.

### CARACTERÍSTICAS

- Asa moldeada fácil de agarrar y transportar con una o ambas manos.
- Soporte para el frasco humidificador compatible con todos los estilos de frasco.
- Conexión metálica para la cánula que prolonga su duración.
- Medidor de flujo empotrado que reduce el riesgo de rotura.
- Panel de interfaz con interruptor de encendido/apagado e indicadores de alarma.

### ESPECIFICACIONES

Requisito eléctrico:	120 VAC +/- 10%
Flujo de filtros:	0.5-5 lpm
Nivel de ruido:	43 dBA
Pureza del oxígeno:	90% - 96%
Presión operacional:	5.5 PSI
Consumo de energía:	350 Vatios
Peso:	14 kg
Dimensiones:	23" x 15" x 9.5"

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582