



NEBULIZADOR DE MALLA PORTÁTIL

Utiliza una malla que vibra a alta frecuencia para convertir el líquido en aerosol. Este mecanismo permite que este tipo de nebulizador sea muy compacto y silencioso. Es el modelo más rápido y efectivo.

Puede funcionar con baterías, por lo que sirve como nebulizador portátil. Son válidos para nebulizar broncodilatadores, antiinflamatorios, antibióticos y también suero hipertónico.

CARACTERÍSTICAS

- Operación con un solo botón.
- Fácil de usar.
- El diseño ultracompacto lo hace extremadamente portátil.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia ultrasónica:	Aprox. 110 kHz
Frecuencia de alimentación:	2 pilas AA o adaptador (5V, 1 A)
Potencia nominal:	< 3 W
MMAD:	Aprox. 3,5 µm
Tasa de nebulización:	> 0.2 ml/min
Vida de la cabeza nebulizadora:	180 hrs
Duración de batería:	90 min.
Apagado:	Automático sin líquido
Dimensiones del dispositivo:	98x73x45 mm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582