

## ANDARIVEL

### SIN RUEDAS

Andarivel diseñado para facilitar el movimiento de personas con discapacidades del sistema musculoesquelético o discapacitados. Debido al hecho de que las patas traseras están equipadas con puntas de goma, será fácil para una persona operar el andador, ya que no se deslizarán. Se apoyan mientras caminan, mantienen el equilibrio, gracias a ellos, la carga en las piernas se reduce significativamente.

Se recomienda utilizar el andador tanto en casa como en la calle.



### CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo plegable sencillo de un solo botón.
- Sistema de altura ajustable mediante extensión telescópica en 8 niveles con incrementos de 1.5 cm.
- Regatones de hule natural de alta calidad, antideslizantes y con mayor tracción, que brindan más seguridad.
- Manillares acojinados de lujo que brindan mayor confort al usuario.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Medimax®

**Peso:**  
7.5 Lbs.

**Material:**  
Aluminio

**Capacidad de peso:**  
220 Lbs.