



MULETA TIPO BASTÓN CANADIENSE

Muleta canadiense adulto fabricado en aluminio anodizado resistente y ligero, están diseñadas con todos los requisitos de funcionalidad y calidad.

Tallas disponibles:

Código	Talla	Rango
4362	MD	37" - 49"
4363	LG	43" - 55"

ESPECIFICACIONES

- Codera con diseño ergonómico.
- Material de la empuñadura plástico.
- Altura ajustable en incrementos de 1 pulgada.
- Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción .
- Capacidad de peso de 200 Lbs.



► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582