



SILLA DE RUEDAS 18" RECLINABLE CON INODORO

La silla de ruedas reclinable posee una resistente estructura de acero, su tapicería de vinilo ofrece facilidad de limpieza al usuario.

Cuenta con una apertura que permite hacer uso del inodoro portátil.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero cromado.
- Mecanismo de reclinación hidráulico permite ajustes de hasta 180°.
- Reposabrazos acolchados brindan mayor comodidad al paciente.
- Ruedas puestas en el marco de apertura fácil.
- Eleva pies con pantorrillas acolchadas desmontables.

ESPECIFICACIONES

Especificación

Altura:	50.5"
Altura de la espalda:	31"
Ancho de asiento:	18"
Altura del asiento al piso:	21"
Capacidad de peso:	220 Lb



► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582