



## DOPPLER VASCULAR

(cabezales 4,5,8mhz)

Doppler Vascular unidireccional con Set de tres sondas intercambiables de 4, 5 y 8 Mhz lo cual permite monitorizar diversas zonas corporales según las necesidades del usuario. Modelo BT-200V de la firma Bistos.

## CARACTERÍSTICAS

- Display con indicador de frecuencia cardiaca, calidad de la señal y estado de la batería
- Funcionamiento con dos baterías de 1,5V
- Control de volumen
- Altavoz incorporado
- Salida de audio para poder utilizar auriculares

## ESPECIFICACIONES

Peso:	0.5 kg
Dimensiones:	23 x 8.5 x 19.5 cm

## INCLUYE

- 1 x Set de tres sondas de 4, 5 y 8 Mhz
- 2 x Baterías de 1,5V
- 1 x Bolsa de transporte
- 1 x Gel
- 1 x Manual usuario

### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582