



NEGATOSCOPIO

Ultramed

El visor de películas de rayos X de la serie SY-GP I se aplica para observar varios tipos de películas de rayos X, películas de TC y similares en varios tamaños. Está especialmente diseñado para los requisitos del diagnóstico de películas actual y es el dispositivo de visualización de películas más ideal disponible.

Tamaño	Código
Sencillo	3605
Doble	3609
Triple	3610

CARACTERÍSTICAS

- El visor de películas que utiliza una aleación de aluminio especial de alta resistencia tiene una estructura razonable.
- Su pantalla que usa vidrio orgánico blanco importado tiene una apariencia agradable y original.
- Su marco de caja que usa la sección de aleación de aluminio hecha a medida, por lo que tiene una estructura ultra rígida, no deformable, segura y duradera.
- Debido a su avanzado soporte para películas incorporado de tipo oculto, es conveniente insertar y extraer la película firmemente asegurada.
- Iluminación sin ruido y sin parpadeos e intensidad de luz ajustable. Funcionando a baja tensión sin demora.
- El interruptor de bloqueo automático de tipo oculto entre la caja y el marco frontal lo hace conveniente para la inspección y el servicio.

ESPECIFICACIONES

Consumo de energía:	<50 W
Tamaño de pantalla (mm):	360 × 435
Voltaje de suministro:	AC220,50HZ

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582