



DERMATOSCOPIO PICCOLIGHT

Para el diagnóstico de la lesión cutánea pigmentada ofreciéndole iluminación halógena duradera para el verdadero color del tejido y aumento de 10X para mayor detalle, dando lugar a diagnósticos más precisos. Se suministra en una bolsa de nylon, con placa de contacto autoclavable repuesto para escala de 0-10 mm.

Libre de látex.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre tipo clic
- Bombilla xenón/halógena
- 2,5 V
- Con aprox. 10 aumentos
- Ajuste del enfoque de -6 hasta +3,5 dpt
- Iluminación de intensidad uniforme
- Mango recargable a pilas C, de metal
- Reóstato con reductor de luz
- En un estuche
- Incluso 1 frasco de gel para dermatoscopia Derma-Gel, 250 ml
- Pilas: 2 Baby (tipo C) (las pilas no están incluidas en el suministro)

ESPECIFICACIONES

Dimensiones:	30 cm x 10 cm x 9.5 cm
Material principal:	Plástico
Peso:	0.5 lbs



► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582