



## ELECTROCAUTERIO DE ALTA FRECUENCIA

DERM 942 - 40 WATT

La vida útil de la unidad se prolonga incorporando lo último en tecnología de chips y reduciendo el número de piezas internas, generando así menos calor interno.

Monitorea continuamente cada aspecto de la salida de la unidad. A la señal de cualquier problema, la máquina deshabilita instantáneamente la salida y muestra el código de error apropiado en la pantalla.

El sistema de monitoreo de la calidad del contacto del electrodo de retorno, está diseñado para evitar las quemaduras del paciente en el sitio del electrodo de retorno y en personal de salud.

### CARACTERÍSTICAS

- 40 vatios de potencia.
- Aumenta y disminuye en incrementos de 1 hasta 40 vatios.
- Potencia universal con 100—240 VCA
- Más amigable con los usuarios, con características que pueden ahorrarle tiempo y dinero.
- Menos que hacer, con menos pasos para lograr los mismos procedimientos.
- Se necesitan menos accesorios para una funcionalidad adicional.

### ESPECIFICACIONES

Marca:	Bovie®
Frecuencia de línea:	50-60 Hz
Frecuencia de salida:	328-492kHz
Voltaje principal:	100-240 VCA
Potencia de salida:	Bipolar: 40 watts
	Fulguración: 40 watts
Sistema de refrigeración:	Enfriamiento Pasivo
Tecnología:	Salida RF aislada
Puertos monopoles HP:	1 puertos
Monopolar:	Coagulación por pulverización
Bipolar:	Bipolar estándar
Vatios monopoles:	40 vatios
Vatios bipolares:	40 vatios
Voltaje máx. monopolar Vpeak:	6300 V
Voltaje máx. bipolar Vpeak:	950 V
Tipo de cresta monopolar:	9,5 %
Tipo de cresta bipolar:	5,5 %
Frecuencia Monopolar (KHZ):	410kHz
Frecuencia bipolar (KHZ):	368kHz
Dimensiones:	8.98" x 7.40" x 4.13"



Control de potencia de 3 botones y pieza de mano autoclavable



Puntas dérmicas romanas, estériles y no estériles



Puntas cutáneas afiladas, estériles y no estériles



Puntas dérmicas romanas premium DERM-Elite estériles y no estériles



Funda de pieza de mano desechable estéril



Kit de montaje a pared



Guía del usuario en formato CD



Cable de alimentación 15 pies



Vaina de pieza de mano desechable no estéril

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

7867 7582