



ELECTROCAUTERIO DE ALTA FRECUENCIA

DERM 102 - 10 WATT

El Derm 102 es un desecador económico de alta frecuencia de 10 vatios, diseñados para brindar a los profesionales la capacidad de realizar procedimientos cutáneos menores en el consultorio, como la eliminación de lesiones benignas y lesiones premalignas.

CARACTERÍSTICAS

- Desecador de alta frecuencia.
- Ofrece diez vatios de potencia monopolar y para el profesional que también desea utilizar la electrocirugía bipolar junto con la desecación de alta frecuencia esta unidad se lo permite.
- Ajustable en incrementos de 1/10 vatios, para desecar y fulgurar el tejido.
- La unidad cuenta con una pantalla LED grande y brillante.
- Excelente visibilidad en toda la sala de procedimientos.

ESPECIFICACIONES

Marca:	Bovie®
Voltaje principal:	100 – 240 VCA ± 10 %
Construcción básica:	EN 60601-1
Frecuencia principal:	50 – 60 hercios
Modo de operación	Operación intermitente
Corriente principal:	320 mA máx.
Marca CE	Sí
Dimensiones:	7.2" x 8.2" x 2.7"



Control de potencia de 3 botones y pieza de mano autoclavable



Puntas cutáneas afiladas, estériles y no estériles



Puntas dérmicas romanas, estériles y no estériles



Puntas dérmicas romanas premium DERM-Elite estériles y no estériles



Funda de pieza de mano desechable estéril



Kit de montaje a pared



Guía del usuario en formato CD



Cable de alimentación 15 pies



Vaina de pieza de mano desechable no estéril

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca, 75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza, 1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582