



PESA MESA BEBÉ

CON TALLIMETRO

La Balanza Pesa Bebe, ofrece absoluta seguridad para el pesaje del bebe o neonatal.

Está construida en hierro pintado y plástico ABS resistente, especialmente para uso pediátrico, fácil de transportar y con una bandeja cómoda para ubicar al neonatal.

CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad y doble división para mayor precisión.
- Bandeja amplia y cómoda para fácil ubicación del infante.
- Sistema métrico de gran tamaño para fácil lectura.
- Medida en Kilos y Libras.

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad:	20 Kg.
Material:	Aluminio
Mecanismo:	Mecánica
Escala verificación:	10 gr.
Área de plataforma:	54.5 x 26 cm.
Peso:	3,7 kg
Dimensiones:	57 x 32 x 18 cm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582