



PESA BEBÉ CLÍNICA

DIGITAL

Ligera, funciona con baterías y tiene una funcionalidad básica, esta báscula es una buena opción para consultas con pacientes lactantes ocasionales o para enfermeras visitantes.

CARACTERÍSTICAS

- Apagado automático.
- Bandeja amplia y cómoda para fácil ubicación del infante.
- Bloqueo KG.
- Medida en Kilos y Libras.

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad:	20 Kg.
Material:	Pástico
Mecanismo:	Digital
Escala verificación:	10 gr.
Área de plataforma:	4.89 x 3.30 x 0.67 cm
Peso:	2.49 kg
Dimensiones:	55.8 x 39 x 14.6 cm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582