



PESA BEBÉ CLÍNICA

MECÁNICA

Balanza mecánica de uso clínico pediátrico, con lectura de peso en libras y kilogramos, bandeja sanitaria.

Barras de equilibrio giratorias Lock-In para un funcionamiento sin errores.

CARACTERÍSTICAS

- **Números grabados:** Los números grabados en las barras métricas pueden soportar el uso frecuente para brindar una lectura duradera.
- **Cinta métrica:** La cinta métrica de fácil lectura permite que el usuario mida el peso y la estatura de forma simultánea.
- **Barra de medida de unidad ajustable:** Las barras métricas mecánicas brindan una fácil lectura del peso en libras o kilogramos.
- **Bandeja plástica de fácil limpieza.**

ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad:	65 Kg.
Material:	Metal
Mecanismo:	Mecánico
Escala verificación:	20 gr.
Área de plataforma:	61.3 x 36.8 x 0.83 cm
Peso:	14.06 kg
Dimensiones:	66 x 53.34 x 30.48 cm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582