



## PESA MESA BEBÉ

METÁLICA

La Balanza Pesa Bebe, ofrece absoluta seguridad para el pesaje del bebe o neonatal.

Está construida en acero inoxidable resistente, especialmente para uso pediátrico, fácil de transportar y con una bandeja cómoda para ubicar al neonatal.

### CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad y doble división para mayor precisión.
- Bandeja amplia y cómoda para fácil ubicación del infante.
- Sistema métrico de gran tamaño para fácil lectura.
- Medida en Kilos y Libras.

### ESPECIFICACIONES

Máxima capacidad:	20 Kg.
Material:	Acero Inoxidable
Mecanismo:	Mecánica
Escala verificación:	10 gr.
Área de plataforma:	54.5 x 26 cm.
Dimensiones:	57 x 32 x 18 cm.
Peso:	3,7 kg.

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582