



## CEPAP INTELLIPAP BILEVEL

S W/HH

IntelliPAP Bilevel S es la elección perfecta para pacientes que requieren presiones más altas para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Con un rango de presión de 3-25 cm H2O y delta hasta 22 cm H2O, el IntelliPAP Bilevel S ofrece máxima capacidad de ajuste y se puede operar en modo CPAP y Bilevel.

### CARACTERÍSTICAS

- AutoBilevel cambia la presión de inhalación y exhalación automáticamente según las necesidades del paciente.
- Funcionamiento muy silencioso: ¡26 dBA!
- Tecnología de exhalación SmartFlex® incluida.
- Huella excepcionalmente pequeña que se adapta fácilmente al entorno doméstico y al equipaje de mano.
- Incluye una bolsa de transporte discreta que se puede expandir fácilmente para contener accesorios adicionales, lo que es ideal para los viajeros.
- El encendido / apagado automático inicia automáticamente el flujo de aire después de respirar en la máscara y detiene el flujo de aire cuando se quita la máscara.
- La rampa de presión de retardo facilita la máquina a la presión prescrita, lo que permite que el usuario se duerma a una presión más baja (0-45 minutos en incrementos de 5 minutos y 5 incrementos para la presión).
- El seguimiento de cumplimiento de SmartCode® codifica los datos de uso que se pueden comunicar a un médico.
- El sistema de gestión de terapia SmartLink® opcional proporciona datos detallados de la terapia del paciente, incluida la oximetría.

### ESPECIFICACIONES

Encendido / Apagado:	Se puede habilitar
Ajuste automático de altitud:	Hasta 9000 pies
Procesador:	3-25 cm H2O
Función SmartCode®:	Si
Compatible con SmartLink®:	Si
Peso:	4.45 Lbs.
Dimensiones:	4.2" x 6.5" x 8.4"



#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582