



ELECTRODO TENS MARIPOSA BACKVOLT 4"x6"

Los electrodos BackVolt tipo mariposa están diseñados para cubrir áreas del cuerpo más grandes, como lo son la espalda y los muslos, y eliminar la necesidad de utilizar múltiples electrodos a la misma vez.

CARACTERÍSTICAS

- **Dos en uno:** Los electrodos tipo mariposa BackVolt integran dos electrodos en una sola almohadilla, separados perfectamente para evitar que se tenga que ajustar cada almohadilla individualmente.
- **Gel autohadesiva:** Las almohadillas de los electrodos BackVolt cuentan con gel autoadhesivo que permite reutilizar las mismas entre 25 a 35 veces, sin perder su efectividad.
- **Ideal para piel sensible:** Los electrodos BackVolt están libres de látex y contienen una suave cubierta de tela hipoalergénica para mayor conveniencia.
- **Alta conductividad:** Los electrodos BackVolt cuentan con el más alto grado de conductividad, lo que permite un flujo de corriente constante, para que la terapia nunca se interrumpa o pierda su efectividad.

ESPECIFICACIONES

Marca:	BackVolt®
Material:	Hidrogel, tela blanca de algodón, carbón, alambre, inserto de papel, bolsa de polietileno.
Peso:	0.04 kg
Dimensiones:	10.5x15 cm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582