



ELECTRODO TENS CUADRADO BACKVOLT 1.5"x1.5"

Los electrodos BackVolt de 1.5 pulgadas están diseñados para llevar la terapia a zonas más pequeñas y delicadas del cuerpo, como lo son el área facial, el cuello y los pies.

CARACTERÍSTICAS

- **Precisión absoluta:** Los electrodos de 1.5" BackVolt cuentan con el tamaño ideal cuando se requiere enfocar la terapia en puntos precisos, con mayor exactitud.
- **Gel autohadesiva:** Las almohadillas de los electrodos BackVolt cuentan con gel autoadhesivo que permite reutilizar las mismas entre 25 a 35 veces, sin perder su efectividad.
- **Ideal para piel sensible:** Los electrodos BackVolt están libres de látex y contienen una suave cubierta de tela hipoalergénica para mayor conveniencia.

ESPECIFICACIONES

Marca:	BackVolt®
Material:	Hidrogel, tela blanca de algodón, carbón, alambre, inserto de papel, bolsa de polietileno.
Peso:	0.033 kg
Dimensiones:	4x4 cm

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582