



ELECTRODO TENS CUADRADO BACKVOLT 2"x2"

Los electrodos BackVolt de 2 x 2 pulgadas están diseñados para adaptarse anatómicamente a cualquier área del cuerpo, ya que poseen el tamaño ideal para enfocar la terapia en puntos precisos, con mayor exactitud.

CARACTERÍSTICAS

- **Mejor distribución:** Los electrodos de 2" BackVolt ayudan a distribuir mejor la terapia en la zona afectada, cubriéndola en alineación horizontal o vertical, según la necesidad.
- **Gel autohadesiva:** Las almohadillas de los electrodos BackVolt cuentan con gel autoadhesivo que permite reutilizar las mismas entre 25 a 35 veces, sin perder su efectividad.
- **Ideal para piel sensible:** Los electrodos BackVolt están libres de látex y contienen una suave cubierta de tela hipoalergénica para mayor conveniencia.
- **Alta conductividad:** Los electrodos BackVolt cuentan con el más alto grado de conductividad, lo que permite un flujo de corriente constante, para que la terapia nunca se interrumpa o pierda su efectividad.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------|--|
| Marca: | BackVolt® |
| Material: | Hidrogel, tela blanca de algodón, carbón, alambre, inserto de papel, bolsa de polietileno. |
| Peso: | 0.035 kg |
| Dimensiones: | 5x5 cm |

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582