



## ELECTRODO TENS RECTANGULAR BACKVOLT 2"x4"

Los electrodos BackVolt rectangulares extra grandes están diseñados para proveer cobertura total en áreas como la cintura y la espalda baja, de forma más uniforme.

### CARACTERÍSTICAS

- Mayor cobertura: Los electrodos rectangulares BackVolt ayudan a cubrir zonas extensas del cuerpo sin dejar espacios abiertos entremedio, concentrando mejor la efectividad de la terapia.
- Gel autohadesiva: Las almohadillas de los electrodos BackVolt cuentan con gel autoadhesivo que permite reutilizar las mismas entre 25 a 35 veces, sin perder su efectividad.
- Ideal para piel sensible: Los electrodos BackVolt están libres de látex y contienen una suave cubierta de tela hipoalergénica para mayor conveniencia.
- Alta conductividad: Los electrodos BackVolt cuentan con el más alto grado de conductividad, lo que permite un flujo de corriente constante, para que la terapia nunca se interrumpa o pierda su efectividad.

### ESPECIFICACIONES

Marca:	BackVolt®
Material:	Hidrogel, tela blanca de algodón, carbón, alambre, inserto de papel, bolsa de polietileno.
Peso:	0.047 kg
Dimensiones:	5x10 cm

#### ► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,  
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

#### ► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,  
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582