

ELECTROESTIMULADOR

TENS + EMS BACKVOLT

Diseñado para calmar el dolor crónico de forma natural, reducir la fatiga muscular o relajar el cuerpo por medio de masaje eléctrico.



CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con 3 tipos de corriente.
- Está diseñado para calmar el dolor crónico de forma natural a través de la electroestimulación neural transcutánea (TENS).
- Reduce la fatiga muscular usando impulsos eléctricos (EMS)
- Relaja el cuerpo con su función de masaje eléctrico
- Electroestimulación neural transcutánea (TENS) con 30 niveles de intensidad, 10 niveles de masaje y 10 niveles de estimulación muscular eléctrica (EMS).
- Provee alivio zonificado, ya que cuenta con dos canales activos independientes que controlan hasta cuatro Electroodos BackVolt®, para poder manejar el dolor en áreas específicas con mayor precisión.
- 50 programas de alivio.
- Dos canales.

ESPECIFICACIONES

Marca:
Backbone®

Frecuencia de pulso:
1Hz-150 Hz

Ancho de pulso:
50us-450us

Amplitud de pulso:
0-50mA

Temporizador:
5 - 100 minutos

Alimentación:
Batería AAAx3

Forma de onda:
Pulso cuadrado bi-fásico