



SILLA DE RUEDAS

Medimax

La silla de ruedas posee una resistente estructura de acero de veta de plata revestido de polvo, su tapicería de vinilo ofrece facilidad de limpieza al usuario.

Con gran capacidad de hasta 250 libras.

Disponible:

18" Cód.: 4323

20" Cód.: 4324

CARACTERÍSTICAS

- Marco de acero de veta de plata revestido de polvo.
- La tapicería de vinilo en relieve es duradera, ligera, atractiva y fácil de limpiar.
- Los neumáticos de uretano montados sobre ruedas compuestas proporcionan durabilidad y bajo mantenimiento.
- Ruedas delanteras de 8".
- Reposabrazos desmontables.
- Placas de pie de plástico con tacos en reposapiés.
- Viene con bloqueos de rueda de empuje.

ESPECIFICACIONES

Especificación	Silla 18"	Silla 20"
Altura:	31.5"	32"
Altura de la espalda:	16"	16"
Ancho de asiento:	18"	20"
Altura del asiento al piso:	18"	19"
Capacidad de peso:	250 Lb	250 Lb

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582