

ELECTROESTIMULADOR

TENS DIGITAL 7000

El TENS 7000™ 2nd Edition es la unidad TENS digital mejor valorada del mercado actual. Ha demostrado ser la unidad TENS más duradera y fácil de usar. El procesador digital actualizado es exacto y preciso, la elección preferida de los médicos para un alivio eficaz del dolor.



CARACTERÍSTICAS

- Dos canales.
- Tamaño de bolsillo, con clip para cinturón.
- Exacta fijación mediante botones para cada canal, e indicaciones claras.
- Display de pantalla de cristal líquido LCD de uso sencillo para visualizar ambos canales.
- Diseño en 5 modos:
 - Ráfaga (Burst)
 - Normal
 - Modular
 - SD
 - Pulso Bi
- Indicador de tiempo final.
- Indicador de batería baja.
- Timer de control de cumplimiento de tratamiento.
- Memoriza 60 sets de registros operativos.

ESPECIFICACIONES

- Marca:**
Roscoe Medical
- Amplitud:**
0~40 Volts
- Índice de pulso:**
2~150 Hz
- Ancho de pulso:**
50~300 μ s
- Onda:**
Pulso bifásico asimétrico
- Alimentación:**
Batería 9V
- Carga:**
500 Ohm
- Tiempo de registro:**
999 Horas