

ELECTROESTIMULADOR

TENS ANÁLOGO 3000

El TENS 3000 de Roscoe Medical es una unidad de terapia TENS analógica de tres modos y dos canales con temporizador incorporado. Esta unidad TENS de calidad excepcional y fácil de usar cuenta con lo último en tecnología de microprocesadores, con un dial preciso y un funcionamiento del temporizador.

Una tapa de amplitud de seguridad viene de serie, que cierra las perillas de amplitud para proteger al usuario de movimientos accidentales de las perillas que pueden resultar en sacudidas de potencia.



CARACTERÍSTICAS

- Modo de ráfaga ("B") : las ráfagas se producen dos veces por segundo. Ancho de pulso ajustable; frecuencia fijada en 100Hz.
- Modo normal ("N") : estimulación continua
- Modo de modulación ("M") : La frecuencia del pulso se varía automáticamente en un ciclo de bucle de 10 segundos.
- La frecuencia del pulso disminuye linealmente en un 40% durante cuatro segundos, permanece constante durante un segundo y luego aumenta linealmente de nuevo a su valor original durante un período de cuatro segundos. El ciclo luego se repite.

ESPECIFICACIONES

Marca:
Roscoe Medical

Frecuencia de pulso:
2-150 Hz, ajustable

Rampa de pulso:
1, 3, 5 segundos

Ancho de pulso:
30 - 260 micro segundos

Amplitud de pulso:
0-80mA cada canal

Temporizador:
15 minutos, 30 minutos o constante ("C")

Alimentación:
Batería 9V

Forma de onda:
Pulso cuadrado bi-fásico asimétrico.