

ELECTROESTIMULADOR

EMS ANÁLOGO 5.0

La unidad análoga de estimulación muscular EMS 5.0 está diseñada para uso personal, sin embargo, es lo suficientemente fuerte como para usarse en un entorno de oficina.

La unidad EMS utiliza impulsos eléctricos para contraer y relajar los músculos, ayudando a quienes experimentan tensión muscular en la zona superior de la espalda y el cuello. La unidad EMS es portátil y se puede sujetar a un cinturón, camisa, bolsillo u otra ropa.



CARACTERÍSTICAS

- Previene o retrasa la atrofia de los músculos inactivos.
- Relaja los espasmos musculares.
- Aumenta la circulación sanguínea.
- Aumenta las capacidades musculares (Fuerza y resistencia).
- Reeduca los músculos para el movimiento.
- Previene trombosis venosas.

ESPECIFICACIONES

Marca:
Roscoe Medical

Frecuencia de pulso:
5, 30, 100Hz

Rampa de pulso:
1, 3, 5 segundos

Ancho de pulso:
250 micro segundos

Amplitud de pulso:
Ajustable, 0-80 mA

Alimentación:
Batería 9V

Control de contracción:
1-30 segundos

Control de relajación:
1-45 segundos

Forma de onda:
Pulso cuadrado
bi-fásico asimétrico.